

کیت ایمونو آنزیماتیک (EIA) پادتن علم (۹۶ تستی)

## β2 Microglobulin

موارد استفاده:  
تعیین کمی β2M در سرم یا پلاسما

### I. مقدمه:

بتا ۲- میکروگلوبولین (β2M) پروتئینی با وزن ملکولی ۱۱۸۰۰ دالتون برای اولین بار از ادرار بیماری مبتلا به پروتئین یوری توپولر استخراج شد<sup>(۱)</sup>. این پروتئین بخشی از ساختمان آنتی ژن سازگار پافته (HLA) کلاس I بوده و در سطح غشای سلول های هسته دار خصوصاً لنفوسیتها دیده می شود<sup>(۲-۴)</sup>. β2M به طور طبیعی از سطح سلول ها جدا شده و در سرم و ادرار قابل ردیابی است<sup>(۵)</sup>. غلظت β2M سرمی نشان دهنده میزان تولید آن در خون و قابلیت پاکسازی آن از طریق کلیه ها است. معمولاً کمتر از یک درصد β2M از طریق کلیه ها دفع شده و باقی آن از طریق توپولهای پروکسیمال کلیوی بازجذب می شود. لذا اختلال عملکرد این توپول ها منجر به افزایش غلظت β2M در ادرار می گردد. غالباً سطح سرمی این پروتئین در اختلالات لنفوپرولیفراتیو بزرگسالان (لوسمی لنفوسیتی مزمن، لنفوما و گاماپاتی مونوکلونال ...) <sup>(۶-۹)</sup> و بیماری های التهابی (آرتریت روماتوئید، لوپوس اریتماتوز، بیماری کرون...) افزایش می یابد <sup>(۱۰-۱۲)</sup>.

بررسی سطح سرمی β2M شاخص مناسبی برای نظارت بر درمان و تغییر در وضعیت بالینی بیماران مبتلا به نارسایی های کلیوی و اختلالات فوق الذکر می باشد.

### II. اصول اندازه گیری:

کیت اندازه گیری کمی β2M بر مبنای سنجش واکنش ایمونوآنزیماتیک روی فاز جامد طراحی شده است. در این سیستم از دو آنتی بادی (آنتی بادی پلی کلونال خرگوش و آنتی بادی مونوکلونال موش) که شاخص های آنتی ژنتیک متمایزی را روی مولکول β2M شناسایی می کنند، استفاده شده است. ابتدا به حفره های پلی استایرن پوشیده شده با آنتی بادی پلی کلنال β2M، استانداردها، سرم کنترل ها و نمونه های بیماران افزوده می شود. در حین انکوباسیون اول، β2M موجود در نمونه ها به آنتی بادی های ضد β2M متصل و سپس بقیه مواد از طریق تخلیه و شستشو از سیستم خارج می شوند. پس از شستشو آنتی بادی دوم ضد β2M که به آنزیم پراکسیداز (HRP) متصل شده است به حفره ها افزوده می شود. پس از دومین انکوباسیون و شستشو، افزودن سوپسترای TMB (۳ و ۳' و ۵ و ۵' تترامتیل بنزیدین) سبب ایجاد رنگ آبی توسط آنزیم می شود. رنگ زایی واکنش آنزیماتیک با افزودن محلول متوقف کننده، خاتمه یافته و رنگ آبی ایجاد شده به رنگ زرد تبدیل می شود. شدت رنگ ایجاد شده به وسیله یک اسپکتروفتومتر مخصوص میکروپلیت در طول موج ۴۵۰ نانومتر اندازه گیری می شود. برای تعیین غلظت β2M نمونه ها ابتدا منحنی جذب نوری استاندارد را بر حسب غلظت β2M رسم و سپس غلظت نمونه از روی منحنی استاندارد تعیین می شود. شدت رنگ ایجاد شده با غلظت β2M موجود در نمونه ها نسبت مستقیم دارد.

### III. محتویات کیت:

محلولهای این کیت (Cat.No.P-BMI) جهت انجام ۹۶ تست بوده و تاریخ انقضای هر یک بر روی شیشه آن درج شده است. دمای مناسب برای نگهداری کیت ۲-۸ درجه سانتیگراد می باشد.

۱. پلیت: پلیت ۹۶ حفره ای پوشش داده شده با آنتی بادی های پلی کلنال ضد β2M خرگوش.

۲. استانداردها: ۷ ویال ۰/۸ میلی لیتری استاندارد β2M حاوی سرم انسانی، PBS، پروتئین و تیمروزال. غلظت دقیق β2M استانداردها که بر مبنای استاندارد سازمان جهانی بهداشت β2M IS1st کالیبر شده اند بر روی برچسب آنها درج شده است.

۳. کنترل های سرمی: ۲ ویال ۰/۸ میلی لیتری سرم انسانی حاوی PBS، پروتئین و تیمروزال. غلظت دقیق β2M کنترل ها بر روی برچسب آنها درج شده است.

۴. محلول رقیق کننده نمونه: دو ویال ۵۰ میلی لیتری محلول PBS حاوی پروتئین و تیمروزال.

۵. ردیاب آنزیمی: یک ویال ۱۲ میلی لیتری آنتی بادی مونوکلنال ضد β2M متصل به پراکسیداز (HRP) محلول در بافر PBS، حاوی پروتئین و تیمروزال.

۶. بافر واکنش: یک ویال ۲۵ میلی لیتری محلول PBS، حاوی پروتئین و تیمروزال.

۷. محلول شستشوی غلیظ (۲۰X): یک ویال ۲۵ میلی لیتری محلول حاوی PBS-Tween 20 و تیمروزال.

۸. محلول رنگ زا: یک ویال ۱۲ میلی لیتری بافر H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> و TMB.

۹. محلول متوقف کننده واکنش: یک ویال ۱۲ میلی لیتری H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> دو نرمال.

### IV. وسایل مورد نیاز (این وسایل همراه کیت عرضه نمی شوند):

- دستگاه اسپکتروفتومتر میکروپلیت با دامنه جذب نوری ۳-۰ در طول موج ۴۵۰ نانومتر یا دیفرانسیل ۶۳۰ نانومتر.
- میکروپلیت قابل تنظیم بر روی ۱۰ تا ۱۰۰۰ میکرولیتر و تیب های یکبار مصرف
- آب مقطر یا آب دیونیزه برای رقیق کردن محلول شستشو.

### V. نحوه جمع آوری و آماده سازی نمونه ها:

نمونه مناسب جهت اندازه گیری β2M سرم یا پلاسمای هپارینه بیمار است. این نمونه ها تا دو هفته در دمای ۲-۸ درجه سانتیگراد قابل نگهداری است. برای نگهداری نمونه ها به مدت طولانی تر، سرم یا پلاسمای بیمار را در حجم های کم تقسیم نموده و در ۲۰- درجه سانتیگراد نگهداری نمایید. بهتر است از ذوب شدن و یخ زدن مکرر نمونه ها اجتناب نمود. برای اندازه گیری β2M نمونه های منجمد شده، ابتدا نمونه را در حرارت اتاق ذوب و سپس با حرکت دست یکنواخت نمایید. برای یکنواخت کردن نمونه ها از Vortex استفاده نمایید. برای اندازه گیری دقیق نمونه هایی که غلظت β2M آنها بیش از آخرین استاندارد است، ابتدا نمونه ها را با محلول رقیق کننده کیت، رقیق نموده، سپس اندازه گیری مجدد به عمل آورید. بدیهی است در محاسبه نتایج این نمونه ها، ضریب رقت منظور می شود.

### VI. آماده سازی محلول ها:

۱. نمونه های سرم را به کمک بافر رقیق کننده نمونه به نسبت ۱ به ۱۰۰ رقیق کنید (۱۰ میکرولیتر نمونه به ازای ۱۰۰۰ میکرولیتر بافر رقیق کننده).

۲. محلول شستشوی غلیظ به نسبت یک به بیست با آب مقطر یا دیونیزه رقیق شود. (یک حجم محلول شستشوی غلیظ به ازاء ۱۹ حجم آب) محلول شستشوی رقیق را تا یک هفته در دمای ۲-۸ درجه سانتیگراد می توان نگهداری کرد. در صورت مشاهده کریستال در محلول غلیظ شستشو، ویال را به مدت چند دقیقه در ۳۷ درجه سانتیگراد قرار دهید تا محلول یکنواخت گردد.

### VII. روش کار:

قبل از شروع کار باید دمای تمامی محلولها به دمای اتاق برسد.

۱. ابتدا ۲۵ میکرولیتر از استانداردها، سرم کنترل ها و نمونه های سرمی رقیق شده بیماران را در داخل حفره ها ریخته، سپس ۲۰۰ میکرو لیتر از بافر واکنش را به حفره های مربوطه اضافه نمایید.

۲. پلیت را با برچسب مخصوص پوشانده و به مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.

۳. حفره ها را ۴ بار با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو بشویید.

۴. به هر حفره ۱۰۰ میکرولیتر از کونژوگه ضد β2M (HRP) اضافه نمایید و ۳۰ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.

۵. حفره ها را ۴ بار با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو بشویید.

۶. به هر حفره ۱۰۰ میکرو لیتر سوپسترای TMB اضافه کنید.

۷. پلیت را به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق و در محلی تاریک قرار دهید.

۸. ۱۰۰ میکرولیتر از محلول متوقف کننده واکنش در هر حفره ریخته و به مدت ۱۰ ثانیه مخلوط کنید.


۹. میزان جذب نوری حفره ها را در طول موج ۴۵۰ نانومتر (با طول موج دیفرانسیل ۶۳۰ نانومتر) حداکثر تا ۱۵ دقیقه بعد از افزودن محلول متوقف کننده، بخوانید.

### VIII. محاسبه نتایج:

پس از تعیین میزان جذب نوری استانداردها و نمونه ها و ترسیم منحنی استاندارد، غلظت β2M بیماران را می توان محاسبه کرد. در منحنی مذکور که با استفاده از دستگاه الایزا ریدر (قابل برنامه ریزی) و با به صورت دستی ترسیم می شود، محور Y شاخص میزان جذب نوری استانداردها در طول موج ۴۵۰ نانو متر و محور X شاخص غلظت استانداردها β2M بر حسب μg/ml است. نتایجی که در جدول زیر آمده فقط مثال هستند و نباید برای تفسیر نتایج از آنها استفاده شود.

غلظت β2M (μg/ml)	جذب نوری	نمونه
۰/۰	۰/۰۵	استاندارد A
۰/۴	۰/۲۰	استاندارد B
۱/۰	۰/۴۱	استاندارد C
۲/۰	۰/۷۴	استاندارد D
۴/۰	۱/۲۵	استاندارد E
۸/۰	۲/۱۱	استاندارد F
۱۲/۰	۲/۷۴	استاندارد G
۴/۱	۱/۲۷	سرم

برای ترسیم منحنی از ارزش های مندرج بر روی ویال استانداردها استفاده کنید.





## IX. مقادیر طبیعی:

با استفاده از سرم ۲۰۰ فرد سالم مقادیر طبیعی  $\beta 2M$  با کیت پادتن علم تعیین گردید. در این مطالعه افراد بر اساس سن در ۳ گروه قرار داده شده اند. نتایج بدست آمده که در جدول زیر آمده است نشان دهنده افزایش غلظت  $\beta 2M$  با بالا رفتن سن می باشد.

انحراف معیار ( $\mu g/ml$ )	غلظت متوسط ( $\mu g/ml$ )	تعداد	سن
۱.۲	۱.۴۴	۱۰۰	کمتر از ۴۰ سال
۱.۴	۱.۷۰	۱۰۰	۴۰-۶۰ سال
۱.۷	۲.۳۱	۱۰۰	بیش از ۶۰ سال

مقادیر طبیعی  $\beta 2M$  در سرم برای افراد سالم کمتر از  $3 \mu g/ml$  گزارش شده است. نتایج بالا بعنوان یک راهنمای کلی ارائه شده است و توصیه می شود که هر آزمایشگاه با در نظر گرفتن غلظت سرمی  $\beta 2M$  افراد سالم دامنه طبیعی آنرا تعیین و از آن برای تفسیر نتایج بیماران استفاده کند.

## X. ویژگی های اختصاصی تست:

۱. حساسیت: به حداقل غلظت  $\beta 2M$  که اختلاف جذب نوری آن نسبت به جذب نوری استاندارد صفر، معنی دار باشد حساسیت کیت گفته می شود. این مقدار برای کیت  $\beta 2M$  پادتن علم  $0.1 \mu g/ml$  است.

۲. اثر Hook: در کیت  $\beta 2M$  پادتن علم برای نمونه های رقیق نشده تا غلظت  $1 \mu g/ml$  اثر Hook مشاهده نشده است.

۳. مقایسه با روش کمی لومینسانس: برای بررسی همبستگی آماری بین کیت EIA پادتن علم و کیت LIAISON، غلظت  $\beta 2M$  بر روی ۵۰۰ نمونه تصادفی با هر دو کیت اندازه گیری شد. مقایسه نتایج به دست آمده، ضریب همبستگی ۰/۹۷ را نشان می دهد.

۴. اختصاصی بودن کیت پادتن علم: اختصاصی بودن تست  $\beta 2M$  با اندازه گیری غلظت  $\beta 2M$  بعد از افزودن مقادیر بالایی از ایمونوگلوبولین G ( $IgG$ ) به غلظت  $20 \mu g/ml$  مورد بررسی قرار گرفت. بررسی غلظت  $\beta 2M$  در نمونه قبل و بعد از افزودن  $IgG$  حاکی از اختصاصی بودن آنتی بادی پلی کلنال آنتی  $\beta 2M$  مورد استفاده در این کیت می باشد.

۵. دقت: شاخص دقت کیت با مقایسه تکرار پذیری جواب ها به روش میسان سنجی (Inter-assay) و درون سنجی (Intra-assay) تعیین شده است. برای این منظور ۳ نمونه سرم ۱۰ بار در یک دوره آزمایش (درون سنجی) و یکبار در ۱۰ دوره آزمایش متفاوت (میان سنجی) تعیین غلظت شده است. نتایج انحراف معیار (SD) و ضریب تغییرات (CV) در جدول زیر آمده است.

جدول شاخص دقت

درون سنجی			میان سنجی		
CV %	SD	میانگین ( $\mu g/ml$ )	CV %	SD	میانگین ( $\mu g/ml$ )
۶/۸	۰/۰۳	۰/۴۹	۸/۱	۰/۰۴۲	۰/۵۲
۴/۱	۰/۰۵	۱/۱۷	۵/۸	۰/۰۶۷	۱/۱۷
۴/۳	۰/۱۷	۲/۹۵	۳/۴	۰/۱۳	۳/۹۲

۶. ریکاوری و رقت: ریکاوری به حالتی اطلاق می شود که با افزودن حجم معینی از یک محلول با غلظت بالا به نمونه رقیق تر، افزایش غلظت حاصل شود. برای تعیین ریکاوری، محلولی با غلظت بالای  $\beta 2M$  به نمونه سرمی که غلظت پائینی از  $\beta 2M$  دارد، افزوده شده است. درصد ریکاوری طبق فرمول زیر محاسبه می شود:

$$\frac{\text{غلظت اندازه گیری شده } \mu g/ml}{\text{غلظت پیش بینی شده } \mu g/ml} \times 100$$

دامنه درصد ریکاوری به دست آمده از ۹۳ تا ۱۰۶ است.

جدول ریکاوری

ریکاوری %	غلظت اندازه گیری شده $\mu g/ml$	غلظت پیش بینی شده $\mu g/ml$	حجم افزوده شده $\mu l$
-	۰/۶	-	-
۱۰۲	۱/۲	۱/۱۸	۱۰
۹۳	۲/۵	۲/۷	۵۰
۱۰۶	۵/۲	۴/۹	۲۰۰

برای بررسی خطی بودن نتایج کیت  $\beta 2M$  شرکت پادتن علم چندین نمونه سرمی غلیظ، پس از رقیق شدن متوالی با استاندارد صفر، اندازه گیری شده و نتایج یک نمونه برای مثال در جدول زیر آورده شده است. دامنه درصد ریکاوری به دست آمده از ۹۲ تا ۱۰۲ است.

جدول رقت

ریکاوری %	غلظت اندازه گیری شده $\mu g/ml$	غلظت پیش بینی شده $\mu g/ml$	رقت
-	۱۰/۲۵	-	-
۱۰۲	۵/۲	۵/۱۲	۱:۲
۹۶	۲/۵	۲/۶	۱:۴
۹۲	۱/۲	۱/۳	۱:۸

## XI. Reference:

1. Berggard I, Bearn AG. Isolation and Properties of a Low Molecular Weight  $\beta 2$ -Globulin Occurring in Human Biological Fluids. J Biol Chem 1968; 243:4095.
2. Grey HM, Kubo RT, et al. The Small Subunit of HL-A Antigens is  $\beta 2$ -Microglobulin. J Exp Med 1973; 138:1608.
3. Nakamuro K, Tanigaki N, Pressman D. Multiple Common Properties of Human  $\beta 2$ -Microglobulin and the Common Portion Fragment Derived from HL-A Antigen Molecules. Proc Natl Acad Sci USA 1973; 70:2863.
4. Governa M, Biguzzi S.  $\beta 2$ -Microglobulin Distribution in Human Normal Tissues. Eur J Immunol 1976; 6:830.
5. Evrin PE, Wibell L. The Serum Levels and Urinary Excretion of  $\beta 2$ -Microglobulin in Apparently Healthy Subjects. Scand J Clin Lab Invest 1972; 29:69.
6. Morell A, Riesen W. Serum  $\beta 2$ -Microglobulin, Serum Creatinine and Bone Marrow Plasma Cells in Benign and Malignant Monoclonal Gammopathy. Acta Haematol 1980; 64:87.
7. Bataille R, Durle BGM, et al. Prognostic Factors and Staging in Multiple Myeloma: A Reappraisal. J Clin Oncol 1986; 4:80.
8. Cassuto JP, Krebs BP, et al.  $\beta 2$ -Microglobulin. A Tumour Marker of Lymphoproliferative Disorder. Lancet 1978; ii:950.
9. Simonsson B, Wibell L, Nilsson K.  $\beta 2$ -Microglobulin in Chronic Lymphocytic Leukaemia. Scand J Haematol 1980; 24:174.
10. Crisp AJ, Coughlan RJ, et al.  $\beta 2$ -Microglobulin Plasma Levels Reflect Disease Activity in Rheumatoid Arthritis. J Rheumatol 1983; 10:954.
11. Weissel M, Scherak O, et al. Serum  $\beta 2$ -Microglobulin and SLE. Arthritis Rheum 1976; 19:968.
12. Sturm T, Evrin PK, Karlsson A. Serum  $\beta 2$ -Microglobulin Sjgren AEs Syndrome. Scand J Rheumatol 1978; 7:97.
13. Descos L, Andre C, et al. Serum Levels of  $\beta 2$ -Microglobulin-A New Marker of Activity in Crohn AEs Disease. New Engl J Med 1979; 301:440.

## احتیاط!

با توجه به اینکه محلول های به کار رفته در این کیت ها حاوی مواد سمی مانند تیمروزال و مواد پروتئینی با منشأ انسانی و حیوانی هستند، و اینکه با هیچ تستی نمی توان از عدم وجود ویروس هایی چون HCV، HBV، HIV در این محلول ها اطمینان کامل حاصل کرد، خواهشمند است هنگام کار احتیاط های لازم از جمله استفاده از دستکش، امتناع از خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن، خودداری از پیچ کردن با دهان و پرهیز از هرگونه تماس محلول با چشم و دست ها، رعایت شود.