

موارد استفاده:
تعیین کمی FSH در سرم یا پلاسمای

I. مقدمه

هرمون Follicle Stimulating Hormone (FSH) مولکولی ۳۰ kDa، از دو زنجیره α و β ساخته شده است که با پیوندهای غیر کووالانسی به هم متصل شده‌اند. برخلاف زنجیره اختصاصی β که مسئول خصوصیات هورمونی و ایمونولوژیکی FSH است، زنجیره α شباهت ساختمانی زیادی با زنجیره‌های α هورمون‌های LH و HCG، TSH و H и LH دارد.^(۱-۴)

در زنان، ترشح FSH وابسته به سیکل ماهیانه است. در ابتدای سیکل، سیستم فیدبک منفی هورمون‌های استروئیدی (پریوزترون و استرادیول) باعث مهار ترشح FSH و تحریک ترشح GnRH می‌شود. سپس در نیمه‌های سیکل بالا قرن تیتر FSH را تحریک GnRH ترشح می‌کند. FSH با تحریک گیرنده‌های اختصاصی خود بر روی غشاء سلولهای گرانولوژی (granulosa) در مزاد، ترشح سلولهای اسکلت، LH و قنوتون باعث تحریک گیرنده‌های اختصاصی خود بر روی سلولهای سرتولی (Sertoli) از طرف سیپرینوتون باعث تحریک اسپرمازوژن می‌شود.^(۵-۷)

در زنان، FSH با تحریک گیرنده‌های اختصاصی خود بر روی سلولهای Androgen binding protein، inhibin و TMB می‌شود. سپس در نیمه‌های همین سیکل بالا قرن تیتر FSH را تحریک می‌کند. FSH با تحریک گیرنده‌های اختصاصی خود بر روی غشاء سلولهای گرانولوژی (granulosa) در اندامان‌ها باعث رشد فوکولک‌های ترشح می‌شود.

در مردان، FSH با تحریک گیرنده‌های اختصاصی خود بر روی سلولهای Sertoli از طرف دیگر به همراه LH و قنوتون باعث تحریک اسپرمازوژن می‌شود.^(۸)

در زنان پایس به دلیل پائین بودن سطح هورمون‌های استروئیدی، فیدبک منفی این هورمون‌ها غیرفعال است. بنابراین سنتر FSH مستمر و سطح سرمی این هورمون بالا است.

اندازه‌گیری غلط FSH در سرم یا پلاسمای در تشخیص نارسائی‌های محور هیپotalamus - هیپوفیز - کنده‌ها اهمیت دارد و در تشخیص افتراقی بیماری‌های که با افزایش یا کاهش آن مرتبه هستند، مفید است.^(۸-۱۰)

II. اصول اندازه‌گیری

کیت اندازه‌گیری کتی FSH بر مبنای سنجش واکنش ایمونو آنژیماتیک بر روی فاز جامد طراحی شده است. در این سیستم از دو آنتی بادی مونوکلنان موش که شاخص‌های آنتی زنیک متعابزی را بر روی مولکول FSH شناسانی می‌کنند، استفاده شده است. آیندنا در خفره‌های پلی استایرن پوشیده شده با آنتی بادهای مونوکلنان FSH، استانداردها، سرم کنترل‌ها و نمونه‌های بیماران ریخته می‌شود. سپس آنتی بادی دوم ضد FSH که به آنزیم پر اکسیداز (HRP) متصل شده است به خفره‌ها افزوده می‌شود. در حین اکتوپاکسیون، FSH موجود در نمونه‌ها از طرفی به آنتی بادی‌های ضد FSH متصل به پلی استایرن و از طرف دیگر به آنتی بادی دوم ضد FSH که به آنزیم پر اکسیداز (HRP) متصل شده است وصل می‌گردد. بعد از اکتوپاکسیون و شستشو افزودن سوسترای TMB (۳ و ۵ و ۵ ترامتیل بنزیدین) سبب ایجاد رنگ آبی توسط آنژیم می‌شود. شدت رنگ ایجاد شده با غلط FSH موجود در نمونه‌ها نسبت مستقیم دارد.

پس از افزودن محلول متوقف کننده، رنگ رانی واکنش آنژیماتیک خاصه می‌باشد و مخصوص میکروپلیت در طول موج ۴۵۰ نانومتر اندازه گیری می‌شود. برای تعیین غلط FSH نمونه‌ها ایندا منحنی جذب بور استانداردها بر حسب غلط FSH آنها رسم و سپس میزان غلط FSH نمونه از روی منحنی استاندارد تعیین می‌شود.

III. محتویات کیت:

محولهای این کیت (Cat.No.P-FSI) برای انجام ۹۶ تست در نظر گرفته شده و تاریخ انقضای هر یک بر روی شیشه آن درج شده است. دمای مناسب برای نگهداری کیت ۲-۴ درجه سانتی گراد است.

۱. پلیت: پلیت ۹۶ حفره‌ای پوشش داده شده با آنتی بادی‌های مونوکلنان ضد FSH
۲. استاندارد صفر: ۱ ویال ۴ میلی لیتری، از استاندارد صفر برای رقیق کردن نمونه‌ها استفاده شود.

۳. استاندارد صفر: ۵ ویال ۱۰ میلی لیتری محلول سرم دار حاوی FSH انسانی. غلط FSH استانداردها، که بر مبنای استاندارد سازمان پیدا شده است، آیندنا درجه سانتی گراد شده (۲nd IRP 78/549) کالبیر شده اند، بر روی برجسب آنها درج شده است.

۴. کنترل‌های سرمی: ۲ ویال ۱۰ میلی لیتری حاوی FSH و سرم انسانی. غلط‌های دقیق FSH کنترل‌های سرمی بر روی برجسب کنترل‌ها درج شده است.

۵. ردیاب آنژیمی: یک ویال ۱۲ میلی لیتری آنتی بادی مونوکلنان ضد FSH متصل به پر اکسیداز (HRP) محلول در بافر PBS، حاوی پروتئین و تیمورزال PBS-Tween ۲۰

۶. محلول شستشوی غلیظ (۲۰×): یک ویال ۱۲ میلی لیتری ۲۰ TMB و تیمورزال.

۷. محلول رنگ زا: یک ویال ۱۲ میلی لیتری بافر H_2O_2 و PBS-Tween ۲۰

۸. محلول متوقف کننده واکنش: یک ویال ۱۲ میلی لیتری H_2SO_4 و نرمال

IV. وسایل مورد نیاز (این وسایل همراه کیت عرضه نمی‌شوند):

۱. دستگاه اسپکترو فوتومتر میکروپلیت با دامنه جذب نوری ۳-۰ در طول موج ۴۵۰ نانومتر با دیفارانسیل ۶۰.
۲. میکروپلیت قابل تنظیم بر روی ۲۵ و ۱۰۰ میکرولیتر تیپ های بکیار مصرف.
۳. آب مقطر یا آب دیونیزه برای رقیق کردن محلول شستشو.

V. جمع آوری و آماده سازی نمونه‌ها:

نمونه مناسب برای اندازه گیری FSH، سرم یا پلاسمای هپارینه بیمار است. این نمونه‌ها را یک تا دو هفته در دمای ۲-۸ درجه سانتی گراد می‌توان نگهداری کرد. برای نگهداری نمونه‌ها به مدت طولانی‌تر، سرم یا پلاسمای بیمار را در حجم‌های کم تقسیم و در درجه سانتی گراد نگهداری کنید. بهتر است از ذوب شدن و بخ زدن مکرر نمونه‌ها احتیاج نداشته باشد. برای حرکت دست یکنواخت کنید. برای یکنواخت کردن نمونه‌ها از این روش استفاده نکنید. برای اندازه گیری دقیق نمونه هایی که FSH آنها بیش از اخرين استاندارد است، آیندنا نمونه‌ها را با استاندارد صفر رقیق و دوباره اندازه گیری کنید. بدینهی است در محاسبه نتایج این نمونه‌ها، ضریب رقت منظور می‌شود.

VI. روش کار:

قبل از شروع کار باید دمای تمامی محلول‌ها به دمای اتاق برسد.

محلول شستشوی غلیظ به نسبت یک به بیست با آب مقطر یا دیونیزه رقیق شود. (یک حجم محلول شستشوی غلیظ به ازای ۱۹ حجم آب). محلول شستشوی رقیق را می‌توان تا یک هفته در دمای ۲-۸ درجه سانتی گراد نگهداری کرد. در صورت مشاهده کریستال در محلول غلیظ شستشوی، ویال را چند دقیقه در ۳۷ درجه سانتی گراد قرار دهید تا محلول یکنواخت شود.

۱. آیندنا ۲۵ میکرولیتر از استانداردها، سرم کنترل‌ها و سرم بیماران را در حفره‌ها برپزید، و به آن ۱۰۰ میکرولیتر کنزوگه ضد FSH اضافه کنید. سپس با تکان دادن پلیت، محتویات حفره‌ها را به مدت ۱۵ ثانیه مخلوط نمایند.

۲. پلیت را یک ساعت در دمای اتاق قرار دهید.

۳. حفره ها را ۴ بار با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو بشویید.

۴. به هر حفره ۱۰۰ میکرولیتر سوسترای TMB اضافه کنید.

۵. پلیت را ۱۰ دقیقه در دمای اتاق و در محلی تاریک قرار دهید.

۶. آرایه ۱۰۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده واکنش در هر حفره برپزید و ۱۰ ثانیه مخلوط کنید. میزان جذب بور حفره‌ها را تا ۱۰ دقیقه بعد از افزودن محلول متوقف کننده، در طول موج ۴۵۰ نانومتر (با دیفارانسیل ۶۰ نانومتر) بخوانید.

۷. این نتایج را با نتایج کنترل و سرم بیماران مقایسه کنید.

۸. نتایج را با نتایج استانداردها مقایسه کنید.

۹. نتایج را با نتایج استانداردها مقایسه کنید.

۱۰. نتایج را با نتایج استانداردها مقایسه کنید.

۱۱. نتایج را با نتایج استانداردها مقایسه کنید.

۱۲. نتایج را با نتایج استانداردها مقایسه کنید.

۱۳. نتایج را با نتایج استانداردها مقایسه کنید.

۱۴. نتایج را با نتایج استانداردها مقایسه کنید.

۱۵. نتایج را با نتایج استانداردها مقایسه کنید.

۱۶. نتایج را با نتایج استانداردها مقایسه کنید.

۱۷. نتایج را با نتایج استانداردها مقایسه کنید.

۱۸. نتایج را با نتایج استانداردها مقایسه کنید.


۱۹. نتایج را با نتایج استانداردها مقایسه کنید.

۲۰. نتایج را با نتایج استانداردها مقایسه کنید.

VII. محاسبه نتایج:

پس از تعیین میزان جذب بور ایندازه گیری از غلط FSH بیماران را می‌توان محاسبه کرد. در منحنی مذکور که با استفاده از دستگاه ایزا ریدر (قابل بر نامهای زیر) و یا به صورت دستی ترسیم می‌شود، محور Y شاخص میزان جذب بور استانداردهای FSH در طول موج ۴۵۰ nm و محور X شاخص غلط استانداردهای FSH بر حسب mIU/ml است. نتایجی که در جدول زیر آمده، فقط مثال است و نایاب بود تعیین غلط نمونه‌ها از آن استفاده شود.

نمونه	FSH (mIU/ml)	جذب بور
A استاندارد	۰/۰۲	۰/۰
B استاندارد	۰/۱۹	۲/۵
C استاندارد	۰/۳۵	۵/۰
D استاندارد	۰/۷۱	۱۰/۰
E استاندارد	۱/۶۳	۲۵/۰
F استاندارد	۲/۷۶	۵۰/۰
سرم	۱/۵۳	۲۴/۸



VIII. مقادیر طبیعی:

در کتابهای مرجع، مقادیر طبیعی FSH برای افراد سالم در سرم با پلاسما به شرح زیر گزارش شده است.

Adult male	۱/۵-۱۲۴ mIU/ml
Adult female	
-Follicular	۳/۵-۱۲/۵ mIU/ml
-Ovulatory peak	۴/۷-۲۱/۵ mIU/ml
-Luteal	۱/۱-۷/۷ mIU/ml
Postmenopausal	۲۵/۸ ۱۲۴/۸ mIU/ml

توصیه می شود هر آزمایشگاه با در نظر گرفتن غلظت سرمی FSH افراد سالم دامنه طبیعی آن را تعین و از آن برای تفسیر نتایج خود استفاده کند.

IX. ویژگی های اختصاصی تست:

۱. حساسیت: به حداقل غلظت FSH که اختلاف چوب نوری آن نسبت به چوب نور استاندارد صفر، معنی دار باشد، حساسیت کیت گفته می شود. این مقدار برای کیت FSH ۰/۵ mIU/ml است.

۲. اختصاصی بودن: اختصاصی بودن تست FSH با اندازه گیری غلظت FSH بعد از آفروزن مقادیر بالایی از هرمون های TSH، ۵۰۰ mIU/ml LH، ۱۰۰۰ mIU/ml βHCG (بررسی شده است). نتایج این آزمایشات تداخلی، در جدول زیر نشان داده شده است.

نام	هرمون	غلظت	غلظت پیش بینی شده	غلظت اندازه گیری شده	٪
	(mIU/ml) FSH				
1۴/۹	LH	۱۶/۰	۱۶/۰	۵۰ mIU/ml	
۱۴/۹	TSH	۱۶/۴	۱۶/۴	۱۰۰ mIU/ml	
۱۴/۹	βHCG	۱۵/۴	۱۵/۴	۱۰۰۰۰ mIU/ml	

۳. اثر Hook: در کیت EIA پادتن علم برای نمونه های رقیق نشده تا غلظت تقریبی ۰/۰۰۰۰۰ mIU/ml افزایش مشاهده شده است.

۴. دقต: شاخص دقت کیت با مقایسه تکرار زدی بر جوابها به روش میان سنجی (Inter-assay) و درون سنجی (Intra-assay) تعیین شده است. برای این مظاوم ۴ نمونه سرم دد بار در یک دوره آزمایش (دون سنجی) و یکبار در ده دوره آزمایش متفاوت (میان سنجی) تعیین غلظت شده است. نتایج انحراف معیار (SD) و ضربیت (CV) در جدول زیر آمده است.

درون سنجی	جدول شاخص دقت		
	میان سنجی	درون سنجی	میانگین
۰/۰۰۰۰۰	۰/۱	۱/۸	۷/۳
۰/۰۰۰۰۰	۰/۱	۱/۳	۲۴/۰
۰/۰۰۰۰۰	۰/۹	۴/۹	۵۳/۳
۰/۰۰۰۰۰	۰/۹	۱/۸	۸۴/۶

۵. ریکاوری و رقت: ریکاوری به حالته اطلاق می شود که با افزودن حجم میبینی از یک محلول با غلظت بالا، به نمونه رقيق تر، افزایش غلظت حاصل شود. برای تعیین ریکاوری، محلولی با غلظت بالا FSH به نمونه سرمی که غلظت پائینی از FSH دارد، افزوده شده است. درصد ریکاوری طبق فرمول زیر محاسبه می شود:

$$\frac{\text{غلظت پیش بینی شده}}{\text{غلظت اندازه گیری شده}} \times 100$$

دامنه درصد ریکاوری بدست آمده از ۱۰۰/۰٪ تا ۱۰۸/۲٪ است.

جدول ریکاوری

ریکاوری (%)	غلظت اندازه گیری شده (mIU/ml)	غلظت پیش بینی شده (mIU/ml)	غلظت افزوده شده (mIU/ml)
-	-	-	-
۱۰/۰	۲۷/۶	۲۷/۶	۱۲/۹
۱۰/۱۳	۳۸/۰	۳۸/۵	۲۲/۳
۱۰/۸۲	۵۳/۵	۵۷/۹	۳۸/۸
۱۰/۴۸	۷۶/۴	۷۶/۴	۵۸/۲

برای بررسی خطی بودن رقت های FSH بر روی منحنی چندین نمونه سرمی غلظی، پس از رفق شدن متولی با استاندارد صفر، اندازه گیری شده و تابع یک نمونه برای مثال در جدول زیر افزوده شده است. دامنه درصد ریکاوری بدست آمده از ۹۰/۰٪ تا ۱۰۰/۳٪ است.

جدول رقت

رقت	ریکاوری	غلظت پیش بینی شده (mIU/ml)	غلظت اندازه گیری شده (mIU/ml)
-	-	-	۱۲۵/۷
۱:۲	۶۷/۹	۶۸/۱	۶۷/۹
۱:۴	۳۳/۹	۳۱/۳	۳۳/۹
۱:۸	۱۷/۰	۱۵/۴	۱۷/۰
۱:۱۶	۸/۵	۸/۰	۸/۵

۶. مقایسه با کیت Roche Elecsys: برای بررسی همبستگی آماری بین کیت EIA پادتن علم و کیت Roche Elecsys، غلظت ۵۰۰ FSH نمونه تصادفی با هر دو کیت اندازه گیری شد. مقایسه نتایج بدست آمده ضربیت همبستگی ۰/۹۷ را نشان می دهد.

۷. اختیاطاً
با توجه به اینکه محلول های به کار رفته در این کیت ها حاوی مواد سمی مانند تیمورزال و مواد بروتئینی با منشا انسانی و حیوانی هستند، و اینکه با هیچ تستی نمی توان از عدم وجود ویروس هایی چون HCV, HBV, HIV در این محلول ها اطمینان کامل حاصل کرد، خواهشمند است هنگام کار احتاطه های لازم از جمله استفاده از دستکش، امتناع از خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن، خودداری از پیت کردن با دهان و پرهیز از هرگونه تماس محلول با چشم و دستها، رعایت شود.

X. References

- The Nomenclature of Peptide hormones, IUPSC, IUB, Commission on Biochemical Nomenclature. Recommendations (1974), *Biochimica et Biophysica Acta* 404:152-1555, 1975.
- Shome, B., Parlow, A.F. Human follicle stimulating hormone (hFSH): First proposal for the amino-acid sequence of the α-subunit of (hFSH) and first demonstration of its identity with the α-subunit of human luteinizing hormone (hLH). *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism* 39:203-205, 1974.
- Sairam, M.R., Li, C.H. Human pituitary thyrotrophin: Isolation and chemical characterization of its subunits. *Biochemical and Biophysical research Communications*. 51:336-342, 1973.
- Shome, B., Parlow, A.F. Human follicle stimulating hormone: First proposal for the amino-acid sequence of the β-subunit (hFSH). *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism* 39:203-205, 1974.
- Butt, W. R., Kennedy, J. F. Relation of the structure of gonadotropins to their biological and immunological activities in Margoules, M. Greenwood, F.C. (eds), *Structure-Activity Relationship of Protein and Polypeptide Hormones*, Excerpta Medica, Amsterdam. 115-121, 1972.
- Franchimont, P. Human gonadotropin secretion in male subjects, in James, V.H.T., Serio, M., Martini, L. (eds), *The Endocrine Function of the Human Testis*, Academic Press, New York. 1:439-458, 1973.
- Besser, G. M., MacNeilly, A.S., Anderson, D.C., Marshall, J.C., Harsoulis, P., Hall, R., Ormaston, B.J., Alexander, L., Collins, W.P. Hormonal response to synthetic luteinizing hormone and follicle stimulating hormone-releasing hormone in man. *British Medical Journal*. 3:267-271, 1972.
- Taymor M.L., Thompson, I.E., Berger, M.J., Patton, W. Luteinizing hormone-releasing (LH-RH) as a diagnostic and research tool in gynecology endocrinology, *American Journal of Obstetrics and Gynaecology*. 120:721-732, 1974.
- Wu, CH. Monitoring of ovulation induction. *Fertil Steril*. 30:617, 1987.
- Goldzieher, J. W. Polycystic ovarian diseases. *Fertile Steril* 35:371-394, 1981.

Rev: Apr.2020