

موارد استفاده:  
تعیین کمی Ferritin در سرم یا پلاسمای

### I. مقدمه

مولکول فریتین با وزن مولکولی ۴۵۰ kDa<sup>(۱)</sup>، بارزترین پروتئین ذخیره کننده آهن بدن محسوب می‌شود. این مولکول که ۴۰۰۰ آنم را دارخیره می‌کند، حامل حدوداً ۱٪ آهن پلاسمای است. در بدبو تولید فریتین خون بالاست ولی به تدریج در چند ماه اول پس از تولد کاهش می‌یابد و در طول دوران کودکی در همان سطح باقی می‌ماند. معمولاً غلظت فریتین سرمی در نیشن بلوغ دوباره افزایش می‌یابد<sup>(۲)</sup>. در افراد بالغ به طور طبیعی مقادرهای بروتینی در آقایان بیش از خانمها است<sup>(۳)</sup>. غلظت فریتین پلاسمای با غلظت فریتین پلاسمای مستقیم دارد و بروز هر تغییری در ذخیره آهن بدن در غلظت فریتین پلاسمای تأثیرگذارد است<sup>(۴)</sup>. بنا بر این در افراد عادی با مبتلا به فقر آهن و همچنین بیمارانی که به اپنایشی آهن درگذرنده، می‌توان با اندازه‌گیری غلظت فریتین سرم، مقدار ذخیره آهن پس از زایمانی کرد. اگرچه متدائل ترین روش تشخیص کم خوبی فقر آهن، اندازه‌گیری غلظت فریتین سرم و طرفیت اتصال آهن است، ولی در تشخیص نری است. غلظت فریتین مزمن در بیمارانی مزمن، ناراسایی‌های التهابی مزمن و همواییک نظری تالاسمی، عفونت‌های مزمن، ناراسایی‌های التهابی مزمن، بیماری‌های حاد یا مزمن کدیدی<sup>(۵)</sup>، برخی از بدحیمه‌ها، بخصوص لوسی حاد<sup>(۶)</sup> بیماری هوجokin<sup>(۷)</sup>، و سرطان سینه<sup>(۸-۹)</sup> افزایش می‌یابد، همچنین برای بیگیری درمان اپیاشتگی آهن در بیماری‌های نظری همکروماتوز و تالاسمی از اندازه‌گیری غلظت فریتین استفاده می‌شود<sup>(۱0)</sup>.

### II. اصول اندازه‌گیری

کیت اندازه‌گیری کتی فریتین بر مبنای سنجش واکنش ایمونو آنژیماتیک بر روی فاز جامد طراحی شده است. در این سیستم از دو آنتی‌بادی (مونوکلولاری موش) که شاخص‌های آنتی‌زنک متمازی را بر روی مولکول فریتین شناسایی می‌کنند، استفاده شده است. ابتدا به غفره‌های پلی اساتیرین پوشیده شده با آنتی‌بادی‌های مونوکلولار فریتین، استانداردها، سرم کنترل ها و نمونه‌های بیماران افزوده می‌شود. در حین انکوباسیون اول، فریتین موجود در نمونه‌ها به آنتی‌بادی‌های ضد فریتین متصل و سپس بهیه ماد از طریق تخلیه و شستشو از سیستم خارج می‌شوند. پس از شستشو، آنتی‌بادی دوم ضد فریتین که به آنزیم پراکسیداز (HRP) متصل شده است به غفره‌ها افزوده می‌شود. بعد از دومین انکوباسیون و شستشو، با افزودن سوستراتی TMB<sup>(۱۱)</sup> و ۳'۴'-TMB<sup>(۱۲)</sup> و ۵'۵'-TMB<sup>(۱۳)</sup> تراستیل بنزیدین ارزیم رنگ آبی ایجاد شده. نشت رنگ ایجاد شده با غلظت فریتین موجود در نمونه‌ها نسبت مسقیم دارد. رنگ رنگاری ایش آنژیماتیک پس از افزودن محلول متوقف کننده خانمیه می‌یابد و رنگ آبی ایجاد شده به رنگ زرد تبدیل می‌شود. نشت رنگ با اسپکترو فوتومتر مخصوص میکروپلیت در طول موج ۴۵۰ نانومتر اندازه‌گیری می‌شود.

### III. محتویات کیت

محولهای این کیت (Cat.No.P-FRI) برای انجام ۹۶ تست در نظر گرفته شده و تاریخ انقضای هر یک بر روی ویال آن درج شده است. دمای مناسب برای نگهداری کیت ۲-۸ درجه سانتی‌گراد است.

۱. پلیت: پلیت ۹۶ حفره‌ای پوشش داده شده با آنتی‌بادی‌های مونوکلولار موشی ضد فریتین.  
۲. استاندارد صفر: ۱ ویال ۴ میلی‌لیتری از استاندارد صفر برای رقیق کردن نمونه‌ها استفاده شود.

۳. استاندارد: ۱ ویال ۱ میلی‌لیتری محلول سرم دار حاوی فریتین انسان. غلظت‌های دقیق Ferritin استانداردها که برمیانی استاندارد سازمان بهداشت جهانی (IRP 80/602) کالیبر شده‌اند، روی برجسب آنها درج شده است. در محلول استانداردها از تیموروزال به عنوان نگهدارنده استفاده شده است.

۴. کنترل‌های سرمی: ۱ ویال ۱ میلی‌لیتری سرم انسانی حاوی تیموروزال. غلظت‌های دقیق فریتین کنترل‌های سرمی روی برجسب کنترل‌ها درج شده را به مدت چند دقیقه در ۳۷ درجه سانتی‌گراد قرار دهید تا محلول یکنواخت گردد.

۵. ردیاب آنژیمی: یک ویال ۱۲ میلی‌لیتری آنتی‌بادی مونوکلولار ضد فریتین متصل به پراکسیداز (HRP) محلول در بافر PBS، حاوی پروتین و تیموروزال.  
۶. بافر رقیق کننده: یک ویال ۲۵ میلی‌لیتری محلول PBS، حاوی پروتین و تیموروزال.  
۷. محلول شستشوی غلظت (۲۰×): یک ویال ۲۵ میلی‌لیتری Tween 20 و تیموروزال PBS و تیموروزال.  
۸. محلول رنک: یک ویال ۱۲ میلی‌لیتری بافر  $H_2O_2$  و TMB.  
۹. محلول متوقف کننده واکنش: یک ویال ۱۲ میلی‌لیتری  $H_2SO_4$  دو نرمال

### IV. وسایل مورد نیاز (این وسایل همراه کیت عرضه نمی‌شوند)

۱. دستگاه اسپکترو فوتومتر میکروپلیت با دامنه جذب نور  $450\text{-}630\text{nm}$  در طول موج ۴۵۰ نانومتر با دیفارسیل ۶۳۰ نانومتر.  
۲. میکروپلیت قابل تنظیم بر روی ۲۵ تا ۲۰۰ نانومتر میکروپلیت و تیپ‌های یک بار مصرف


۳. آب مقطار یا آب دیونیزه برای رقیق کردن محلول شستشو

### VII. محاسبه نتایج

پس از تعیین میزان جذب نوری استانداردها و نمونه‌ها و ترسیم منحنی استاندارد، غلظت فریتین بیماران را می‌توان محاسبه کرد. در منحنی مذکور که با استفاده از دستگاه الایز ریدر (قابل برنامه‌ریزی) و یا به صورت دستی ترسیم می‌شود، محور Y شاخص میزان جذب نور استانداردهای فریتین در طول موج ۴۵۰ نانومتر و محور X شاخص غلظت استانداردهای فریتین برحسب برجسته شود. نتایجی که در جدول زیر آمده، فقط مثال هستند و نباید برای تفسیر نتایج از آنها استفاده شود.

نمونه	غلظت فریتین (ng/ml)	جذب نور
A استاندارد	۰/۰۳	۰
B استاندارد	۰/۲۳	۱۰
C استاندارد	۰/۴۷	۲۵
D استاندارد	۱/۲۲	۱۰۰
E استاندارد	۲/۰۸	۲۵۰
F استاندارد	۲/۶۰	۵۰۰
G استاندارد	۲/۸۷	۱۰۰۰
Serum	۱/۸۱	۱۵۷

برای ترسیم منحنی از غلظت‌های مندرج بر روی ویال استانداردها استفاده کنید.



### VIII. جمع‌آوری و آماده‌سازی نمونه‌ها

نمونه مناسب برای اندازه‌گیری فریتین، سرم یا پلاسمای هپارینه بیمار است. این نمونه‌ها را تا دو هفته در دمای ۲-۸ درجه سانتی‌گراد می‌توان نگهداری کرد. برای نگهداری نمونه‌ها به مدت طولانی‌تر، سرم یا پلاسمای بیمار را در حجم‌های کم تقسیم و در ۲۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نماید. بهتر است از ذوب شدن و بخ زدن مکرر نمونه‌ها احتیاج نداشته باشد. برای اندازه‌گیری فریتین نمونه‌های منجمد شده، ابتدا نمونه را در حرارت اتاق ذوب و سپس با حرکت دست یکنواخت کنید. برای یکنواخت کردن نمونه‌ها از آنها بیش از آخرین استاندارد است، ابتدا نمونه‌ها را با استاندارد صفر رفیق و دوباره اندازه‌گیری کنید. بدینهای است در محاسبه نتایج این نمونه‌ها، ضربی رقت منظور می‌شود.

### VI. روش کار

قبل از شروع کار باید دمای تمامی محلولها به دمای اتاق برسد.

محلول شستشوی غلظت به نسبت یک به بیست با آب مقطار یا دیونیزه رقیق شود. (یک حجم محلول شستشوی غلظت به ازای ۱۹ حجم آب). محلول شستشوی رقیق به مدت یک هفته در دمای ۲-۸ درجه سانتی‌گراد قابل نگهداری است. در صورت مشاهده کریستال در محلول غلظت شستشو، ویال را به مدت چند دقیقه در ۳۷ درجه سانتی‌گراد قرار دهد تا محلول یکنواخت گردد.

۱. ابتدا ۲۵ میکرولیتر از استانداردها، سرم کنترل‌ها و سرم بیماران را داخل

خرده‌های مربوطه برشیزد، و به آن ۲۰۰ میکرولیتر بافر رقیق کننده اضافه کنید. سپس با تکان دادن پلیت، محتویات خفره‌ها را به مدت ۱۵ ثانیه مخلوط کنید.

۲. پلیت را ۳۰ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.

۳. خفره را ۴ مرتبه با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو بشویند.

۴. به هر خفره ۱۰۰ میکرولیتر کوتونز و گد ضد فریتین (HRP) اضافه کنید و ۳۰ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.

۵. خفره را ۴ مرتبه با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو بشویند.

۶. به هر خفره ۱۰۰ میکرولیتر سوستراتی TMB اضافه کنید.

۷. پلیت را ۱۵ دقیقه در دمای اتاق و در محلی تاریک قرار دهید.

۸. ۱۰۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده واکنش را در هر خفره برشیزد و ثانیه مخلوط کنید. میزان جذب نور خفره‌ها را حداکثر تا ۱۵ دقیقه بعد از افزودن محلول متوقف کننده، در طول موج ۴۵۰ نانومتر (با دیفارسیل ۶۳۰ نانومتر) بخوانید.

## VIII. مقادیر طبیعی

از آنجائی که در جوامع و مناطق جغرافیائی مختلف، مقادیر فربین سرم متفاوت است، توصیه می‌شود که هر آزمایشگاه با در نظر گرفتن غلظت سرمی فربین افراد سالم منطقه، دامنه طبیعی آن را تعیین و از آن برای تفسیر نتایج بیماران خود استفاده کند. جدول زیر نیز راهنمایی کلی است.<sup>(۱۰)</sup>

سن	غلظت فربین (ng/ml)
۱ ماه	۲۰۰-۶۰۰
۵-۲ ماه	۵۰-۲۰۰
۶ ماه تا ۱۵ سال	۷-۱۴۰
مردان	۲۰-۲۵۰
زنان	۱۰-۱۲۰

## X. References

- Mariani, G., Molea, N., Mazzuca, N., Frijia, M., Macchia, P. A. and Bianchi, R. Normal values for serum ferritin in infants and children using a new RIA system utilizing a solid-phase second antibody (Liso-phase). *J. Nuc. Med. And Allied Sc.* 25:125, 1982.
- Cook, J. D., Lipschitz, D. A., Miles, L. E. M. and Finch, C. A. Serum ferritin as a measure of iron stores in normal subjects. *Amer. J. Clin. Nut.* 27:681, 1974.
- Addison, G. M., Beamanish, M. R., Hales, C. N., Hodgkins, M., Jacobs, A. and Llewellyn, P. An immunoradiometric assay for ferritin in the serum of normal subjects and patients with iron deficiency and iron overload. *J. Clin. Path.* 25:326, 1972.
- Prieto, J., Barry, M., and Sherlock, S. Serum ferritin in patients with iron overload and with acute and chronic liver disease. *Gastroenterology*, 68:525, 1975.
- Worwood, M., Summers, M., Miller, F., Jacobs, A. and Whittaker, J. A. Ferritin in blood cells from normal subjects and patients with leukemia. *British J. Haem.* 28:27, 1974.
- Jacobs, A., Slater, A., Whittaker, J. A., Canellos, G., and Wiernik, P. H. Serum ferritin concentration in untreated Hodgkin's disease. *British J. Cancer*. 34:162, 1974.
- Jacobs, A., Jones, B., Ricketts, C., Bulbrook, R. D. And Wang, D. Y. Serum ferritin concentration in early breast cancer. 34:286, 1976.
- Macali, B., Gieffefiorio, M. A., Venuti, A., Giorgianni, G. and Saitta, F. P. The significance of tumor marker assay in the staging of breast cancer. Assessment of ferritin and HCG levels. *J. Nuc. Med. And All. Sc.* 25:65, 1981.
- Beamanish, M. R., Walker, R., Miller, F., Worwood, M., Jacobs, A. Williams, R. and Corrigan, A. Transferrin iron, Chelatable iron and ferritin in idiopathic haemochromatosis. *British Journal of Haematology*. 27:219, 1974.
- Letsky, E. A., Miller, F., Worwood, M. and Flynn, D. M. Serum ferritin in children with thalassaemia regularly transfused. *J. Clin. Path.* 27:652, 1974.
- Burtis C. A., Ashwood E. R., Fundamentals of clinical chemistry. 4th Edition: 789, 1999.

۵. ریکاوری و رقت: ریکاوری به حالتی اطلاق می‌شود که با افزودن حجم معینی از یک محلول با غلظت بالا به نمونه رقیق تر، افزایش غلظت حاصل شود. برای تعیین ریکاوری، محلولی با غلظت بالای فربین به نمونه سرمی که غلظت پایینی از فربین دارد، افزوده شده است. درصد ریکاوری طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$\frac{\text{غلظت اندازه‌گیری شده}}{\text{غلظت پیش‌بینی شده}} \times 100$$

دامنه درصد ریکاوری به دست آمده از ۹۱/۷ تا ۱۱۴/۳ است.

## جدول ریکاوری

درصد ریکاوری غلظت افزوده شده (ng/ml)	غلظت پیش‌بینی شده (ng/ml)	غلظت اندازه‌گیری شده (ng/ml)	درصد ریکاوری غلظت افزوده شده (ng/ml)
-	-	۱۲۳	-
۴۳/۷	۵۶	۶۴	۱۱۴/۳
۸۰/۱	۹۲/۴	۸۸/۳	۹۵/۶
۱۱۰/۹	۱۲۳/۲	۱۱۸/۶	۹۶/۳
۱۳۶/۹	۱۴۹/۲	۱۳۶/۹	۹۱/۷

برای بررسی خطی بودن رقت‌های فربین بر روی منحنی چندین نمونه سرمی غلظیت، پس از رقیق شدن متواالی با استاندارد صفر، اندازه‌گیری شده و نتایج یک نمونه برای مثال در جدول زیر آورده شده است. دامنه درصد ریکاوری به دست آمده از ۷۳/۱ تا ۱۰۰/۰ است.

## جدول رقت

رقت	درصد ریکاوری غلظت پیش‌بینی شده (ng/ml)	غلظت اندازه‌گیری شده (ng/ml)	درصد ریکاوری غلظت پیش‌بینی شده (ng/ml)
-	-	۶۶۰/۸	-
۱:۲	۳۳۰/۴	۳۳۳/۲	۱۰۰/۸
۱:۴	۱۶۵/۲	۱۵۴/۳	۹۳/۴
۱:۸	۸۲/۶	۷۶/۸	۹۳
۱:۱۶	۴۱/۳	۳۰/۲	۷۳/۱

## IX. ویژگی‌های اختصاصی تست

۱. حساسیت: به حداقل غلظت فربین که اختلاف جذب نور آن نسبت به جذب نور استاندارد صفر، معنی دار باشد حساسیت کیت گفته می‌شود. این مقادیر برای کیت EIA پادتن علم برای نمونه‌های رقیق.

۲. اثر هوک (Hook effect) در کیت EIA پادتن علم برای نمونه‌های رقیق نشده تا غلظت ۵۰۰ µg/ml اثر هوک مشاهده نشده است.

۳. مقایسه با روش الکترو کمی لومینسانس: برای بررسی همبستگی آماری بین کیت EIA پادتن علم و روش ECL، غلظت فربین ۱۰۰ نمونه تصادفی با هر دو کیت اندازه‌گیری شد. مقایسه نتایج به دست آمده، ضریب همبستگی ۹۷/۰ را نشان می‌دهد.

۴. دقت: شاخص دقت کیت با مقایسه تکرار پذیری جواب‌ها به روش میان‌سنجی (Inter-assay) و دون‌سنجی (Intra-assay) تعیین شده است. برای این منظور نمونه سرم ده بار در یک دوره آزمایش (دون‌سنجی) و یکبار در ده دوره آزمایش متفاوت (میان‌سنجی) تعیین غلظت شده است. نتایج انحراف میان‌سنجی (SD) و ضریب تغییرات (CV) در جدول زیر آمده است.

## جدول شاخص دقت

میان‌سنجی (میلیگرین) (ng/ml)	SD (میلیگرین) (ng/ml)	%CV (میلیگرین) (%)
۲۱/۶۱	۱/۹۸	۹/۱۹
۱۰۵/۷۹	۹/۵	۸/۹۸
۲۴۰/۶۱	۷/۶۷	۳/۱۸
۴۱۶/۹۵	۹/۸۲	۲/۳۶