

کیت آنزیماتیک پادتن علم (۹۶ تستی)

## Neonatal G6PD

موارد استفاده:

تعیین نیمه کمتی فعالیت آنزیماتیک G6PD در خون خشک شده  
"صرفاً جهت غربالگری نوزادان"

### I. مقدمه:

آنزیم G6PD (Glucose-6-phosphate dehydrogenase)، آنزیمی سیتوپلاسمیک است که اولین واکنش چرخه متابولیکی پنتوزفسفات را کاتالیز می نماید. در این واکنش هم زمان با اکسیداسیون گلوکز-۶ فسفات به ۶-فسفولگوکونولاکتون،  $NADP^+$  احیاء و به  $NADPH$  تبدیل می گردد<sup>(۱)</sup>.

کمبود این آنزیم شایع ترین نقص آنزیمی ژنتیکی (وابسته به کروموزم X) می باشد. بیش از ۴۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به این کمبود با تظاهرات بالینی همولیز (وابسته به دارو، عفونت، فائوویسم و ...) مبتلا هستند<sup>(۲،۳،۴)</sup>. در غیاب فعالیت این آنزیم، همولیز حاصله باعث تولید "هم" می گردد، "هم" تولید شده توسط آنزیم هموکسیژناز به بیلی وردین و سپس به بیلی روبین تبدیل می شود. به توجه به امکان بروز صدمات شدید نورولوژیکی حاصل از تجمع بیلی روبین غیر کوئزوک در مغز نوزاد مبتلا به یرقان، نظیر کرون ایکتروز، بررسی کمبود این آنزیم در نوزادان حائز اهمیت می باشد.<sup>(۵)</sup>

با استفاده از کیت آنزیماتیک تعیین نیمه کمتی G6PD پادتن علم می توان با اندازه گیری این آنزیم از بروز تظاهرات بالینی حاصل از همولیز گلبولهای قرمز جلوگیری به عمل آورد.

### II. اصول اندازه گیری:

کیت اندازه گیری G6PD پادتن علم بر مبنای سنجش واکنش آنزیماتیک طراحی شده است. بدین منظور ابتدا دایره‌هایی به قطر ۵ میلیمتر از خون خشک شده بر روی فیلتر کاغذی را در داخل حفره‌های پلیت قرار داده سپس آب مقطر بر روی لکه‌های خونی اضافه می‌شود. بعد از طی زمان انکوباسیون، محلول همولیز حاصله به حفره‌های پلی استیرین جدید منتقل می‌شود. آنزیم استخراج شده از خون لیز شده در

حضور کوآنزیم  $NADP^+$ ، گلوکز ۶ فسفات را اکسید کرده و به ۶ فسفولگوکونولاکتون تبدیل می کند. واکنش  $NADPH$  با نمک Tetrazolium باعث ایجاد رنگ آلبالویی می‌شود. شدت رنگ ایجاد شده با غلظت G6PD موجود در نمونه‌ها نسبت مستقیم دارد. شدت رنگ دهی با اسپکتروفتومتر مخصوص میکروپلیت در طول موج ۴۹۲ نانومتر با دیفرانسیل ۶۳۰ نانومتر اندازه‌گیری می‌شود. برای تعیین نیمه کمتی فعالیت آنزیماتیک G6PD نمونه‌ها ابتدا منحنی جذب نوری استانداردها برحسب فعالیت آنزیماتیک G6PD آنها رسم و سپس فعالیت آنزیماتیک G6PD نمونه از روی منحنی استاندارد تعیین می‌شود.

### III. محتویات کیت:

محلول‌های این کیت (Cat.No.P-G6NII) برای انجام ۹۶ تست در نظر گرفته شده و تاریخ انقضای هر یک بر روی شیشه آن درج شده است. دمای مناسب برای نگهداری کیت ۲-۸ درجه سانتی‌گراد است.

۱. پلیت: ۲ عدد پلیت ۹۶ حفره‌ای خام
۲. استانداردها: ۴ لکه خون خشک شده بر روی کاغذ صافی ۹۰۳ حاوی G6PD.
۳. کنترل: یک لکه خون خشک شده بر روی کاغذ صافی ۹۰۳ حاوی G6PD.
۴. بافر واکنش (Reagent buffer): ۲۵ میلی‌لیتر محلول حاوی سوپستر، بافر PBS و نگهدارنده.
۵. محلول حاوی کوآنزیم (CO-Enzyme solution): ۰/۶ میلی‌لیتر محلول حاوی  $NADP^+$  و نگهدارنده.

### IV. وسایل مورد نیاز (این وسایل همراه کیت عرضه نمی‌شوند):

۱. دستگاه اسپکتروفتومتر میکروپلیت با دامنه جذب نوری ۳-۱۰ در طول موج ۴۹۲ نانومتر یا دیفرانسیل ۶۳۰ نانومتر
۲. میکروپیت ۲۵، ۲۰۰ و ۱۰۰۰ میکرولیتر و تیپ‌های یکبار مصرف.
۳. پانچر ۵ میلیمتری
۴. آب مقطر یا آب دیونیزه
۵. شیکر

### V. جمع‌آوری و آماده‌سازی نمونه‌ها:

برای انجام این آزمایش فقط از لکه خونی خشک شده می توان استفاده نمود.

نمونه مناسب برای اندازه‌گیری G6PD موجود در خون نوزاد، خون تام جذب شده بر روی کاغذ صافی ۹۰۳ شرکت Schleicher & Schuell است. نحوه نمونه‌گیری توصیه شده طبق گزارش NCCLS، A۲-A۴ به شرح زیر است<sup>(۶)</sup>:

- پاشنه پای نوزاد را با آب و صابون بشویید و خشک کنید. محل نمونه‌گیری با الکل ضدعفونی شود. Lancet را در پاشنه پا فرو برید، قطره اول را پاک کنید و قطره دوم خون را بر روی دایره نقش بسته بر روی کاغذ صافی ۹۰۳ بنشانید. خون جذب شده باید تمام دایره را بپوشاند. کاغذ را به‌صورت افقی بر روی سطح تمیز قرار دهید تا در مجاورت هوا و دور از نور مستقیم آفتاب خشک شود. بعد از ۳ ساعت لکه‌های خونی خشک شده، با رطوبت‌گیر در ۴ درجه سانتیگراد نگهداری شود. در این صورت نمونه‌ها به مدت ۲ روز قابل استفاده می باشد. در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد نمونه‌ها دو هفته پایدار هستند.

### VI. روش کار:

قبل از شروع کار باید دمای تمامی محلولها به دمای اتاق برسد.

۱. ابتدا دایره‌هایی به قطر ۵ میلیمتر از لکه‌های خون خشک شده، استانداردها و کنترل‌ها جدا کنید (با پانچر مخصوص) و در حفره‌ها بیاندارید.
۲. به هر حفره ۳۰۰ میکرولیتر آب مقطر یا آب دیونیزه اضافه کنید. سپس با تکان دادن پلیت، محتویات حفره‌ها را به مدت ۳۰ ثانیه مخلوط نمایید.
۳. پلیت را ۱ ساعت در یخچال (دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد) قرار دهید.
۴. پس از انکوباسیون محلول همولیز را با ۵ بار پر و خالی کردن یکنواخت نمایید.
۵. ۲۵ میکرولیتر از محلول همولیز یکنواخت شده را به حفره خالی انتقال دهید. محلول خون لیز شده تا نیم ساعت قابل استفاده می باشد. نگهداری محلول به مدت طولانی تر باعث افت فعالیت آنزیماتیک می گردد.
۶. به هر حفره ۲۰۰ میکرولیتر محلول واکنش اضافه نمایید. برای تهیه این محلول به ازای هر رج ۲ میلی لیتر از بافر واکنش (Reagent buffer) را با ۵۰ میکرولیتر محلول حاوی کوآنزیم مخلوط نمایید. این محلول تا نیم ساعت بعد از ساخت قابل استفاده می باشد.
۷. پلیت را ۱ ساعت در دمای اتاق بر روی شیکر قرار دهید. (بدون پوشش)
۸. میزان جذب نوری حفره‌ها را در طول موج ۴۹۲ نانومتر (با طول موج دیفرانسیل ۶۳۰ نانومتر) بخوانید.


### VII. محاسبه نتایج:

#### ۱) محاسبه نیمه کمتی:

پس از تعیین میزان جذب نوری استانداردها و نمونه‌ها و ترسیم منحنی، فعالیت آنزیماتیک G6PD لکه‌های خون خشک شده قابل محاسبه می باشد. در این منحنی که با استفاده از دستگاه الیزا ریدر (قابل برنامه ریزی) و یا به صورت دستی ترسیم می‌شود، محور Y شاخص میزان جذب نور استانداردها و محور X شاخص فعالیت آنزیماتیک استانداردهای G6PD برحسب U/gHb است. نتایجی که در جدول زیر آمده، فقط مثال است و نباید برای تعیین فعالیت آنزیماتیک نمونه‌ها از آن استفاده شود.

فعالیت آنزیماتیک (G6PD U/gHb)	جذب نور	نمونه
۰	۰/۰۵۴	استاندارد A
۴	۰/۲۸۸	استاندارد B
۸	۰/۵۳۶	استاندارد C
۲۰	۱/۱۸۰	استاندارد D
۴/۳	۰/۳۰۵	لکه خونی

برای ترسیم منحنی از ارزش‌های مندرج بر روی برگه استانداردها استفاده کنید.



به منظور کسب اطمینان از اعتبار نتیجه آزمایش نمونه‌هایی که در محدوده Border line کیت قرار می گیرند، تکرار آزمایش روی همان نمونه و یا نمونه مجدد از بیمار توصیه می گردد.

ضمناً استفاده از روشهای تاییدی کمی با سایر کیتهای معتبر و بررسیهای مولکولی پیشنهاد می شود.

## VIII. مقادیر طبیعی:

با استفاده از ۷۸ لکه های خون تام نوزادان سه تا پنج روزه، مقادیر طبیعی فعالیت آنزیماتیک G6PD این نوزادان با کیت G6PD پادتن علم بررسی گردید. طبق نتایج بدست آمده، فعالیت آنزیماتیک متوسط G6PD در نوزادان  $U/gHb$  ۱۲/۴ با انحراف معیار ۳/۸ می باشد. میانگین فعالیت آنزیماتیک G6PD در نمونه لکه خون تام افراد بالغ  $U/gHb$  ۹/۷۷ (n=۸۶) با انحراف معیار ۲/۵ می باشد. در مواردیکه فعالیت این آنزیم کمتر از  $U/gHb$  ۲/۴ باشد، فرد میتلا به نوع کمبود حاد (Severe Deficient) و در مقادیر بین  $U/gHb$  ۲/۵-۵/۳ به کمبود نسبی آنزیم (Partial Deficient) است. (۶)

## IX. ویژگی های اختصاصی تست:

۱. حساسیت: به حداقل فعالیت آنزیماتیک G6PD که اختلاف جذب نور آن نسبت به جذب نور استاندارد صفر، معنی دار باشد حساسیت کیت گفته می شود. این مقدار برای کیت G6PD پادتن علم  $U/gHb$  ۰/۵ است.
۲. دقت: شاخص دقت کیت با مقایسه تکرار پذیری جواب ها به روش میان سنجی (Inter-assay) و درون سنجی (Intra-assay) تعیین شده است. برای این منظور ۳ نمونه ده بار در یک دوره آزمایش (درون سنجی) و یکبار در ده دوره آزمایش متفاوت (میان سنجی) تعیین فعالیت آنزیماتیک شده است. نتایج انحراف معیار (SD) و ضریب تغییرات (CV) در جدول آمده است.

جدول شاخص دقت

میان سنجی			درون سنجی		
میانگین فعالیت آنزیماتیک $U/gHb$	SD	%CV	میانگین فعالیت آنزیماتیک $U/gHb$	SD	%CV
۱/۴	۰/۸	۶/۰	۲/۷۹	۰/۱۱	۳/۹۴
۴/۴	۰/۳	۷/۴	۶/۴۴	۰/۴۱	۶/۴۳
۹/۰	۰/۸	۸/۵	۱۱/۱	۰/۳۷	۳/۳

۳. صحت: برای بررسی صحت میزان فعالیت آنزیماتیک G6PD به دست آمده با کیت G6PD نوزادان پادتن علم، فعالیت آنزیماتیک G6PD تعدادی نمونه نرمال و غیر نرمال با کیت کمی G6PD شرکت Zentech (به روش Enzymatic Colorimetric) اندازه گیری شد. فعالیت آنزیماتیک G6PD، صد و هشتاد نمونه تصادفی با هر دو کیت اندازه گیری شد. در مقایسه نتایج به روش نیمه کمی، ضریب همبستگی ۰/۹۱ است.

۴. ریکآوری و رقت: ریکآوری به حالتی اطلاق می شود که با افزودن حجم معینی از یک محلول با غلظت بالا، به نمونه رقیق تر، افزایش غلظت حاصل شود. برای تعیین ریکآوری، چندین نمونه خون سیترا ته با میزان فعالیت آنزیماتیک G6PD بالا به نمونه خون سیترا ته که فعالیت آنزیماتیک پائینی دارد، افزوده شده است. فعالیت آنزیماتیک G6PD این نمونه ها پس از لکه گذاری بر روی کاغذ صافی ۹۰۳ شرکت Schleicher & Schuell اندازه گیری شد.

در صد ریکآوری طبق فرمول زیر محاسبه می شود:

$$X100 = \frac{\text{فعالیت آنزیماتیک اندازه گیری شده (U/gHb)}}{\text{فعالیت آنزیماتیک پیش بینی شده (U/gHb)}}$$

دامنه درصد ریکآوری بدست آمده از ۹۵/۵٪ تا ۱۰۴/۵٪ است.

جدول ریکآوری

ریکآوری %	فعالیت آنزیماتیک اندازه گیری شده $U/gHb$	فعالیت آنزیماتیک پیش بینی شده $U/gHb$	میزان افزوده شده $\mu Lit$
-	۱/۰	-	-
۹۹/۳	۶/۳۵	۶/۴	۲۵
۱۰۴/۵	۱۰/۴۵	۱۰	۵۰
۹۹/۷	۱۴/۴۵	۱۴/۵	۱۰۰
۹۵/۵	۱۸/۱۵	۱۹	۲۰۰

برای بررسی خطی بودن میزان فعالیت آنزیماتیک رقت های G6PD بر روی منحنی چندین نمونه با فعالیت آنزیماتیک بالا، پس از رقیق شدن متوالی با استاندارد صفر، اندازه گیری شده و نتایج یک نمونه برای مثال در جدول زیر آورده شده است. دامنه درصد ریکآوری به دست آمده از ۱۰۰ تا ۱۰۶ است.

جدول رقت

ریکآوری %	فعالیت آنزیماتیک اندازه گیری شده $U/gHb$	فعالیت آنزیماتیک پیش بینی شده $U/gHb$	رقت
-	۲۰	-	-
۱۰۶	۱۰/۶	۱۰	۱:۲
۱۰۰	۵/۰	۵/۰	۱:۴
۱۰۶	۲/۶۵	۲/۵	۱:۸
۱۰۰	۱/۲۵	۱/۲۵	۱:۱۶

۵. میزان همبستگی بین دو روش کمی و نیمه کمی شرکت پادتن علم: جهت بررسی میزان همبستگی بین دو روش کمی و نیمه کمی، فعالیت آنزیماتیک G6PD ۶۰۰ نمونه به دو روش اندازه گیری گردید. ضریب همبستگی بین دو روش ۰/۹۹ می باشد.

## X. References

1. Yoshida, A. & Beutler, E. (1986). Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase. n.p.: Academic Press, Inc.
2. Turan, Y.(2006). "Prevalence of Erythrocyte Glucose-6- Phosphate Dehydrogenase Deficiency in the Population of Western Turkey. Archive of Medical Reaserch:880-882
3. Scriver, C.R., et al. (1995). "Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency." In: The metabolic and molecular bases of inherited disease. 7th ed. n.p.: McGraw- Hill, Inc.:3367-98.
4. S.Behjati-Ardakani. (2007). "The association between G6PD Deficiency and total serum Bilirubin Level in Icteric Neonates". Acta Medica Iranica:233-235
5. National Committee for Clinical Laboratory Standards: Blood collection on filter paper for neonatal screening programs, approved standard, 4th ed. NCCLS Document L44-A4 vol. 23, no. 21 (2003).
6. RZ. Azma. (2010). "G6PD Enzyme Activity in Normal Term Malaysian Neonates and Adults using a Osmmar2000-D Kit with HB Normalization." vol 41,no.4

## احتیاط!

با توجه به اینکه محلول های به کار رفته در این کیت ها حاوی مواد سمی مانند تیمروزال و مواد پروتئینی با منشأ انسانی و حیوانی هستند، و اینکه با هیچ تستی نمی توان از عدم وجود ویروس هایی چون HCV، HBV، HIV در این محلول ها اطمینان کامل حاصل کرد، خواهشمند است هنگام کار احتیاط های لازم از جمله امتناع از خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن، استفاده از دستکش، خودداری از پپیت کردن با دهان و پرهیز از هرگونه تماس محلول با چشم و دست ها، رعایت شود.