

کاربرد

• کلیه محلول‌های کیت آماده مصرف هستند، فقط محلول شستشوی غلیظ (20x) قبل از استفاده نیاز به رقیق‌سازی دارد.

• اجزای اختصاصی این کیت برای مصرف با اجزای هم سری ساخت کیت ارائه شده‌اند. اجزای عمومی کیت شامل محلول‌های شستشو، رنگ زا و متوقف‌کننده می‌باشند که برای سایر محصولات دیزایست نیز قابل استفاده هستند.

به منظور رقیق‌سازی نمونه می‌بایست از "محلول استاندارد صفر" کیت مربوطه، استفاده گردد.

• جهت کاهش پدیده تأخیری، ضرورت دارد زمان انجام مرحله اول تست در کمتر از ۱۰ دقیقه انجام شود.

• توصیه می‌شود در هر تست استانداردها جهت رسم منحنی استفاده شوند، همچنین در صورتی که همزمان بیش از یک پلیت تست گذاشته شود، رسم منحنی برای هر پلیت ضروری است.

• کالیبره بودن ابزارها و دستگاه‌ها در صحت نتایج اثر گذار است.

• جهت ساخت اجزای این کیت از مواد شیمیایی و زیستی استفاده شده است. لذا توصیه می‌شود هنگام کار از تماس مستقیم با مواد پرهیز شود.

محتویات کیت

اجزای تشکیل دهنده کیت ۹۶ تستی tPSA به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام اجزاء	مقدار/تعداد
۱	پلیت پوشانده شده با آنتی‌بادی مونوکلنال ضد PSA (Anti-PSA Antibody Coated Microtiter Plate)	1/96 wells
۲	استاندارد صفر (Standard A)	1/4 ml
۳	استانداردهای B-G (Standards B-G) کالیبراسیون بر مبنای استاندارد WHO (1st IS 96/670)	6/1 ml
۴	کنترل پایین و بالا (Controls Low & High) کالیبراسیون بر مبنای استاندارد WHO (1st IS 96/670)	2/1 ml
۵	بافر رقیق‌کننده (Assay Buffer)	1/12 ml
۶	محلول شستشوی غلیظ (Concentrated Wash Buffer)	1/25 ml
۷	محلول آنزیم (HRP) کونژوگه شده به آنتی‌بادی ضد PSA (Anti-PSA Antibody- HRP Conjugate)	1/12 ml
۸	محلول رنگ زا (TMB Substrate)	1/12 ml
۹	محلول متوقف‌کننده (Stop Solution)	1/12 ml

شرایط نگهداری و پایداری

- کیت را در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
- پایداری کیت در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد، قبل از شروع استفاده (In Shelf) و حین استفاده (In use) بر مبنای استاندارد CLSI (EP25-A) (۶) بررسی گردید که نتایج به شرح زیر می‌باشد:

قبل از شروع استفاده (In Shelf)	تا پایان تاریخ انقضا
حین استفاده (In use)	تا ۶ ماه

جمع آوری و آماده‌سازی نمونه‌ها

نمونه مورد نیاز جهت اندازه‌گیری tPSA، سرم یا پلاسمای به‌دست آمده با مواد ضد انعقاد هیپارین، سیرتات سدیم و EDTA می‌باشد. جهت پایداری نمونه‌ها از سدیم ازاید (Sodium Azide) استفاده نشود. نمونه‌ها در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد تا ۴ روز و در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد تا شش ماه قابل نگهداری هستند. (۷) از ذوب شدن و یخ زدن مکرر نمونه‌ها پرهیز نمایید. جهت اندازه‌گیری tPSA، نمونه‌های منجمد شده، ابتدا نمونه را در دمای اتاق ذوب و بعد با حرکت دست یکنواخت نمایید. در صورتی که غلظت نمونه‌ای بیش از آخرین استاندارد باشد، جهت اندازه‌گیری دقیق آنالیت، ابتدا نمونه را با "محلول استاندارد صفر" رقیق و مجدد تست کنید. در محاسبه غلظت نهایی این نمونه‌ها، ضریب رقت را منظور نمایید.

از آنجا که بعد از نمونه برداری پروستات با استفاده از سونوگرافی و بررسی پروستات با توشه رکتال مقدار PSA افزایش می‌یابد توصیه می‌گردد اندازه‌گیری PSA قبل از هر عملی که موجب افزایش غلظت آن می‌شود، انجام گیرد. (۵)

اندازه‌گیری غلظت Total PSA (free + complexed) در سرم یا پلاسمای انسانی به روش ایمونوآنزیماتیک (ELISA) Enzyme-linked immunosorbent assay (Cat.No. DG.TPSA.01)

مقدمه

ساختار و نقش فیزیولوژیک: آنتی‌ژن اختصاصی پروستات PSA (Prostate Specific Antigen) گلیکوپروتئینی با وزن مولکولی حدود ۳۳ کیلودالتون از یک زنجیره مرکب از ۲۳۷ اسید آمینه و یک زنجیره کربوهیدرات تشکیل شده است. با توجه به برابری بیش از هشتاد درصدی PSA با ژن کالیکرین ۱ (Kallikrein) این بیومارکر از خانواده کالیکرینها محسوب می‌شود. (۱،۱)

در سرم مولکول PSA به دو صورت آزاد و ترکیبی وجود دارد. PSA آزاد (Free PSA) که مقدار ناچیزی از آن را شامل می‌شود به لحاظ آنزیماتیک غیر فعال است. قسمت اعظم این بیومارکر با مهار کننده سرین پروتئاز آلفا-۱-آنتی کیموترپسین (PSA-alpha-1-antichymotrypsin) ترکیب شده و فعالیت آنزیمی دارد. این دو فرم از مولکول PSA با روشهای ایمونولوژیک قابل اندازه‌گیری (Immunodetectable) می‌باشند. بر خلاف این دو فرم، PSA ترکیبی با آلفا-۲-ماکروگلوبولین (alpha-2-macroglobulin) با روشهای ایمونولوژیک قابل اندازه‌گیری نیست. (۱،۲،۳)

PSA عمدتاً از سلولهای اپیتلیال خوشه‌های غددی و مجاری پروستات ترشح شده و سپس به داخل مجرای غده پروستات و مایع منی هدایت می‌شود. این مولکول که در غلظتهای بالا در مجاری پروستات وجود دارد به دلیل وجود بافت منسجم غده پروستات و ساختمان عروقی مجاری پروستات به میزان ناچیزی وارد جریان خون می‌گردد. این سدهای محافظ در هنگام بیماریهایی مانند سرطان، عفونت و هایپرپلازی خوش خیم پروستات باز شده و بدین ترتیب غلظت سرمی این بیومارکر در بیماریهای مرتبط با پروستات بالا می‌رود. PSA با فعالیت سرین پروتئازی، باعث مایع کردن (Liquefaction) کواگولوم مایع منی و افزایش تحرک اسپرماتوزوئیدها می‌گردد. (۲)

کاربرد بالینی: امروزه سرطان‌ها بعد از بیماریهای قلبی و عروقی به عنوان مهم ترین علل مرگ و میر در جوامع بشری مطرح هستند. سرطان پروستات یکی از شایع ترین سرطانهای منتهی به مرگ و میر در مردان است. (۴) با این حال اینتلا به این بدخیمی در سنین کمتر از ۵۰ سال نادر بوده و درمان آن در مراحل اولیه یعنی زمانیکه توده سرطانی در داخل کیسول پروستات باشد دارای شانس بالایی است. لذا در سال ۱۹۸۶ انجمن دارو و غذای ایالت متحده آمریکا (FDA) سنجش PSA سرمی را جهت غربالگری و امکان تشخیص در مراحل اولیه سرطان پروستات تصویب نموده و انجام آن را برای افراد بالای ۵۰ سال به صورت غربالگری سالانه ضروری دانست. (۱،۲)

در حال حاضر تعیین غلظت سرمی PSA در کنار التراسونوگرافی و (DRE) Digital Rectal Examination در تشخیص اولیه و ارزیابی مرحله پاتولوژیک سرطان پروستات به طور وسیعی استفاده می‌شود. (۱،۲) همچنین از آنجایی که بالا رفتن سطح PSA بعد از پروستکتومی کامل نشانگر برداشته نشدن کامل غده یا متاستاتیک شدن آن است اندازه‌گیری آن در ارزیابی پاسخ به درمان و پیگیری وضعیت بالینی بیماران مبتلا به هایپرپلازی پروستات کاربرد دارد. (۵)

اساس روش سنجش


مدت زمان انجام تست: ۳۰ دقیقه + ۳۰ دقیقه + ۱۵ دقیقه

طراحی کیت Total PSA (tPSA) بر اساس روش ایمونوآنزیماتیک ساندریجی با استفاده از آنتی‌بادی‌های مونوکلنال می‌باشد. در این روش آنتی‌ژن مورد سنجش طی دو مرحله بین آنتی‌بادی تثبیت شده در ته چاهک‌های پلی‌استایرنی و آنتی‌بادی دوم متصل به آنزیم پراکسیداز (HRP) که شاخص‌های آنتی ژنیک متمایزی را روی مولکول PSA شناسایی می‌کنند، قرار می‌گیرد. پس از شستشو و خارج کردن آنالیت‌های غیر متصل با افزودن سوبسترا، تترا متیل بنزیدین (TMB)، آنزیم رنگ آبی ایجاد می‌کند. با اضافه نمودن محلول متوقف‌کننده، رنگ آبی به زرد تبدیل می‌شود. شدت رنگ ایجاد شده که با غلظت PSA ارتباط مستقیم دارد، در طول موج ۴۵۰ نانومتر (با دیفرانسیل ۶۳۰ نانومتر) اندازه‌گیری می‌گردد.

توجه و احتیاط

- این کیت تشخیصی به صورت *in vitro* قابل استفاده می‌باشد.

خلاصه روش کار



Key: TMB | HRP | PSA | Antibody

$$\frac{a-b}{c} \times 100$$

- a: غلظت اندازه گیری شده نمونه مورد بررسی بعد از افزودن آنالیت
 b: غلظت اندازه گیری شده نمونه مورد بررسی بعد از افزودن محلول رقیق کننده
 c: غلظت آنالیت افزوده شده

(درصد ریکاوری بدست آمده بین ۹۵/۹ تا ۱۰۵/۹ است)

% ریکاوری	c (ng/ml)	b (ng/ml)	a (ng/ml)
۹۵/۹	۱/۷۰	۱/۲۵	۲/۸۸
۱۰۳/۳	۳/۲۵	۱/۳۰	۴/۶۶
۱۰۵/۹	۵/۹۵	۱/۰۹	۷/۳۹
۹۶/۱	۱۰/۲۰	۰/۹۳	۱۰/۷۴

منابع

- Sung Kyu Hong. Kallikreins as biomarkers for prostate cancer. BioMed Research International. April, 2014.
- Gilgunn S, et al. Aberrant PSA glycosylation—a sweet predictor of prostate cancer. Nat. Rev. Urol. 10, 99–107, 2013.
- Can Hekim. hK2 and PSA: Functions and targets for treatment of prostate cancer. Faculty of Medicine, University of Helsinki Finland. February, 2012.
- Southwick P.C. The role of free PSA in the detection of prostate cancer. Laboratory medicine. 32, 5, 2001
- Djavan B, et al. PSA progression following radical prostatectomy and radiation therapy, 43: 12-27, 2003
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Evaluation of Stability of In Vitro Diagnostic Reagents; Approved Guideline – First Edition. NCCLS Document EP25-A. 2009.
- Kumari G. R, Malati T. Stability of total and free PSA in serum samples at different storage conditions. Indian Journal of Clinical Biochemistry. 19:10-13, 2004
- Xin Liu, et al. Reference ranges of age-related PSA in men without cancer from Beijing area. Iranian J Publ Health, 42, 2013
- Olsson A. Y., et al. Expression of PSA and human glandular kallikrein 2 (hK2) in Ileum and other extraprostatic tissues. Int. J. Cancer. 113: 290–29 2005.
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline – Second Edition. NCCLS Document EP5-A2. 2004.
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Establishing and Verifying an Extended Measuring Interval Through Specimen Dilution and Spiking – First Edition. EP34. 2018.

قابل ذکر است که جدول فوق یک راهنمای کلی است و با توجه به اینکه غلظت tPSA سرم وابسته به سن، نژاد و رژیم غذایی است^(۸)، و توصیه می‌گردد هر آزمایشگاه با اندازه‌گیری غلظت tPSA افراد سالم، مقادیر طبیعی مرجع خود را تعیین و از آن برای تفسیر نتایج استفاده نماید.

ویژگی‌های اختصاصی کیت

- حساسیت:** حداقل غلظت قابل اندازه‌گیری tPSA که از نمونه فاقد آنالیت قابل تمایز باشد را حساسیت گویند. این مقدار که بر اساس میانگین غلظت استاندارد صفر بعلاوه دو برابر انحراف معیار محاسبه گردیده است (بدست آمده از ۱۰ تست)، ۰/۱ ng/ml می‌باشد.
- صحت:** غلظت tPSA ۴۷۰ نمونه تصادفی با کیت دیازیست و روش مرجع (ELFA) اندازه‌گیری شد. نتایج بدست آمده از مقایسه دو روش ضریب همبستگی خطی (r) ۰/۹۸ را نشان می‌دهد. غلظت نمونه‌ها با کیت دیازیست بین ۰/۱۱ ng/ml تا ۴۱/۶۴ و با روش مرجع ۰/۱۱ ng/ml تا ۴۱/۵۹ بود. نتایج مقایسه دو روش به شرح زیر است:

روش	تعداد نمونه	غلظت نمونه‌ها (ng/ml)	Intercept	Slope
Passing/Bablok	۴۷۰	۰/۱-۵۰	۰/۰۳۵	۱/۰۵
Linear Regression	۴۷۰	۰/۱-۵۰	۰/۳۵	۰/۹۵

دقت: شاخص دقت این کیت بر مبنای استاندارد CLSI (EP5-A2) (۱۰) ارزیابی گردیده است. بدین منظور میزان tPSA ۴ نمونه سرمی با غلظت‌های مختلف اندازه‌گیری و انحراف معیار و ضریب تغییرات محاسبه گردید که در جدول زیر آمده است:

شماره نمونه	تعداد سنجش	میانگین غلظت (ng/ml)	Within Run		Total	
			SD	%CV	SD	%CV
۱	۶۰	۱/۵۹	۰/۰۶	۳/۵۰	۰/۰۸	۴/۹۶
۲	۶۰	۴/۶۶	۰/۲۰	۴/۳۷	۰/۲۶	۵/۵۳
۳	۶۰	۸/۶۰	۰/۲۶	۳/۰۷	۰/۲۵	۲/۹۶
۴	۶۰	۱۸/۰۷	۰/۴۳	۲/۳۹	۰/۴۵	۲/۴۷

۴. خطی بودن: به منظور بررسی صحت اندازه‌گیری نمونه‌های با غلظت بالای ULQ (upper limit of quantitation) تست خطی بودن این کیت بر مبنای استاندارد CLSI (EP34) (۱۱) انجام گردید. بدین منظور نمونه سرم با غلظت ۳۸/۶۲ ng/ml با "محلول فاقد آنالیت" به صورت متوالی رقیق شد سپس غلظت‌ها با کیت tPSA اندازه‌گیری گردید. درصد ریکاوری رقت که شاخص میزان دقت رقت‌گیری می‌باشد، طبق فرمول زیر محاسبه گردید:


$$\frac{\text{غلظت اندازه گیری شده (ng/ml)}}{\text{غلظت مورد انتظار (ng/ml)}} \times 100$$

غلظت مورد انتظار (ng/ml)

(محدوده درصد ریکاوری بدست آمده بین ۹۵/۶ تا ۱۰۳/۵ است)

% ریکاوری	غلظت اندازه گیری شده (ng/ml)	غلظت مورد انتظار (ng/ml)	رقت
۹۶/۲	۱۸/۵۸	۱۹/۳۱	۱:۲
۱۰۳/۵	۹/۹۹	۹/۶۵	۱:۴
۱۰۱/۹	۴/۹۲	۴/۸۳	۱:۸
۹۵/۶	۲/۳۱	۲/۴۱	۱:۱۶

۵. بازیابی: به منظور بررسی اثر ماتریکس، تست بازیابی این کیت بر مبنای استاندارد CLSI (EP34) (۱۱) انجام گردید. بدین منظور مقادیر متفاوتی از نمونه حاوی tPSA با غلظت بالا (۳۵/۷۰ ng/ml) به نمونه مورد بررسی حاوی tPSA با غلظت پایین (۱/۲۱ ng/ml) افزوده شد. سپس غلظت نمونه‌ها با کیت tPSA اندازه‌گیری گردید و درصد ریکاوری که شاخص میزان دقت بازیابی می‌باشد، طبق فرمول زیر محاسبه گردید:



غلظت tPSA (ng/ml)

کنترل کیفی

تست در صورتی تأیید می‌گردد که:

- جذب نوری استاندارد صفر کمتر از ۰/۰۹ باشد.
- جذب نوری استاندارد آخر بیش از ۱/۴ باشد.
- خوانش کنترل‌های پایین و بالای کیت در محدوده مورد قبول باشد.
- توصیه می‌گردد جهت حصول اطمینان از نتایج کیت، علاوه بر کنترل‌های ارائه شده در کیت، به صورت دوره‌ای از کنترل‌های دقت و صحت تجاری نیز استفاده گردد. بدیهی است نتایج بدست آمده بایستی در محدوده مورد قبول قرائت گردد.

تداخل‌ها و محدودیت‌ها

- اثر تداخلی بیلی روبین (تا ۲۰ mg/dl)، هموگلوبین (تا ۵۰۰ mg/dl)، تری گلیسرید (تا ۳۰۰۰ mg/dl) و فاکتورهای روماتوئید (تا ۱۵۰۰ IU/ml) در سرم کمتر از ۵٪ می‌باشد.
- در این کیت برای نمونه‌های رقیق نشده تا غلظت ۵۰ µg/ml اثر هوک دیده نشد.
- نمونه سرم یا پلاسماهای افرادی که سابقه درمان یا تشخیص بیماری با مواد حاوی آنتی‌بادی مونوکلنال موش داشته‌اند، می‌تواند حاوی آنتی‌بادی‌های انسانی ضد موش (HAMA) باشد. با توجه به غلظت آنتی‌بادی و مواد بازدارنده مورد استفاده در این کیت، واکنش‌های تداخلی غیر اختصاصی به حداقل رسیده و تا کنون واکنش مثبت کاذب مشاهده نشده است.
- در موارد نادری به دلیل پیدایش ایزوفرمهای جدید PSA در سرم بیمار، غلظت بدست آمده از روشهای مختلف لزوماً بر هم منطبق نیستند، لذا ضروری است آزمایشگاه ضمن اعلام روش سنجش بکار رفته در تعیین غلظت tPSA به پزشک، در صورت تغییر آن تطابق عددی دو روش را پیش از تغییر، برای بیماران تعیین نماید.
- محدوده قابل اندازه‌گیری غلظت tPSA با این کیت، ۰/۱ - ۵۰ ng/ml می‌باشد.

مقادیر طبیعی

سطح tPSA در افراد سالم با بالا رفتن سن افزایش می‌یابد، لذا تفسیر نتایج غربالگری سرطان پروستات می‌بایست با توجه به محدوده طبیعی هر بازه سنی صورت گیرد. نتایج تحقیقات حاکی است در ۹۷ درصد افراد سالم بالای ۵۰ سال، میزان tPSA سرمی کمتر از ۴ ng/ml می‌باشد.^(۸)

با توجه به افزایش غلظت PSA در هایپرپلازی خوش خیم، عفونتهای پروستات و ندرتاً در سرطانهای غیر منشأ پروستات از جمله سرطانهای سینه، غدد بزاقی، مجاری ادراری، غدد مقعدی و ... صرف بالا بودن مقدار PSA برای تایید سرطان پروستات کافی نبوده و تشخیص نهایی ابتدا به این بدخیمی در افرادی که افزایش غلظت سرمی PSA دارند منوط به تایید نتایج با سایر روشهای تشخیصی از جمله نمونه برداری پروستات با هدایت التراسونوگرافی از طریق رکتوم، درجه تمایز گلیسون (Gleason) و.. می‌باشد.^(۹)

گروه سنی	تعداد	5% to 95% Interval (ng/ml)	میانگین (ng/ml)
۴۰-۴۹	۱۰۰	۰/۲-۲۱/۱	۰/۶۵
۵۰-۵۹	۱۰۰	۰/۲۳-۳/۱	۰/۸۲
≥۶۰	۱۰۰	۰/۲۹-۴/۶۵	۱/۸۶

مواد و وسایل لازم که همراه کیت عرضه نمی‌شوند

- دستگاه الیزا ریدر دارای فیلتر ۴۵۰ و ۶۳۰ نانومتر کالیبر شده
- سمپلرهای ۱۰۰، ۵۰ میکرولیتر کالیبر شده
- سرسمپلرهای یک‌بار مصرف
- آب مقطر برای رقیق سازی محلول شستشوی غلیظ

روش انجام تست

قبل از انجام تست:

- تمام مواد و نمونه‌ها را به دمای اتاق (۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد) برسانید.
- برای تهیه محلول شستشوی قابل مصرف، یک حجم محلول شستشوی غلیظ (20x) را با ۱۹ حجم آب مقطر رقیق نمایید.

مراحل انجام تست:

- ۵۰ میکرولیتر از هر استاندارد، کنترل و نمونه سرم به چاهک مربوطه بریزید.
- ۱۰۰ میکرولیتر بافر رقیق کننده به هر چاهک اضافه نمایید و پلیت را ۱۵ ثانیه تکان دهید.
- روی چاهک‌ها را با برجسب مخصوص پوشانده و مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.
- چاهک‌ها را ۴ بار با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو بشویید.
- به هر چاهک ۱۰۰ میکرولیتر محلول آنزیم کونژوگه اضافه نمایید.
- روی چاهک‌ها را با برجسب مخصوص پوشانده و مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.
- چاهک‌ها را ۴ بار با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو بشویید.
- به هر چاهک ۱۰۰ میکرولیتر محلول رنگ‌زا اضافه نمایید و پلیت را به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.
- به هر چاهک ۱۰۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده اضافه نمایید و بعد از مخلوط کردن به مدت ۱۵ ثانیه، میزان جذب نوری را در طول موج ۴۵۰ نانومتر با دیفرانسیل ۶۳۰ نانومتر، حداکثر تا ۱۵ دقیقه بعد از افزودن محلول متوقف کننده، بخوانید.

محاسبه نتایج

غلظت tPSA نمونه‌ها با استفاده از منحنی استاندارد (رسم به صورت دستی یا دستگاه الیزا ریدر) تعیین می‌گردد. در این منحنی جذب نوری استاندارد‌ها را در طول موج ۴۵۰ نانومتر بر روی محور عمودی (Y) و غلظت آن‌ها را بر حسب ng/ml بر روی محور افقی (X) مشخص کنید و بر اساس آن منحنی را رسم نمایید. با استفاده از منحنی ترسیم شده و جذب نوری بدست آمده از نمونه، غلظت tPSA آن قابل محاسبه می‌باشد. جدول و نمودار زیر به عنوان مثال ارائه شده است.

غلظت tPSA (ng/ml)	میانگین جذب نوری	جذب نوری نمونه
۰	۰/۰۱۵	۰/۰۱۳ (استاندارد A)
۰/۵	۰/۰۹۱	۰/۰۹۲ (استاندارد B)
۲/۵	۰/۳۵۰	۰/۳۴۰ (استاندارد C)
۵	۰/۶۳۳	۰/۶۳۴ (استاندارد D)
۱۰	۱/۱۰۰	۱/۱۰۹ (استاندارد E)
۲۵	۲/۰۰۹	۲/۰۰۰ (استاندارد F)
۵۰	۲/۵۵۴	۲/۴۹۰ (استاندارد G)
۲/۲۸	-	۰/۳۲۳ (کنترل پایین)
۹/۱۵	-	۱/۰۲۱ (کنترل بالا)
۳/۸۵	-	۰/۵۰۳ (سرم)