

محتویات کیت

کاربرد

اجزای تشکیل دهنده کیت ۹۶ تستی پرولاکتین به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام اجزاء	مقدار/تعداد
۱	پلیت پوشانده شده با آنتی بادی مونوکلنال ضد Prolactin (Anti- Prolactin Antibody Coated Microtiter Plate)	1/96 wells
۲	استاندارد صفر (Standard A)	1/4 ml
۳	استانداردهای B-F (Standards B-F) برحسب (ng/ml) کالیبراسیون بر مبنای استاندارد WHO (4 th IS 83/573) (ng/ml × 21.28 = mIU/mL)	5/1 ml
۴	کنترل پایین و بالا (Controls Low & High) کالیبراسیون بر مبنای استاندارد WHO (4 th IS 83/573)	2/1 ml
۵	بافر رقیق کننده (Assay Buffer)	1/6 ml
۶	محلول شستشوی غلیظ (Concentrated Wash Buffer)	1/25 ml
۷	محلول (HRP) کونژوگه شده به آنتی بادی ضد Prolactin (Anti-Prolactin Antibody- HRP Conjugate)	1/6 ml
۸	محلول رنگ زا (TMB Substrate)	1/12 ml
۹	محلول متوقف کننده (Stop Solution)	1/12 ml

شرایط نگهداری و پایداری

- کیت را در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
- پایداری کیت در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد، قبل از شروع استفاده (In Shelf) و حین استفاده (In use) بر مبنای استاندارد CLSI (EP25-A)^(۸) بررسی گردید که نتایج به شرح زیر می باشد:

قبل از شروع استفاده (In Shelf)	تا پایان تاریخ انقضا
حین استفاده (In use)	تا ۶ ماه

جمع آوری و آماده سازی نمونه ها

نمونه مورد نیاز جهت اندازه گیری پرولاکتین، سرم یا پلاسما به دست آمده با مواد ضد انعقاد هپارین، سیترات سدیم و EDTA می باشد. جهت پایداری نمونه ها از سدیم آزاید (Sodium Azide) استفاده نشود. نمونه ها در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد تا ۱۴ روز و در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد تا شش ماه قابل نگهداری هستند. (۹) از ذوب شدن و یخ زدن مکرر نمونه ها پرهیز نمایید. جهت اندازه گیری پرولاکتین نمونه های منجمد شده، ابتدا نمونه را در دمای اتاق ذوب و بعد با حرکت دست یکنواخت نمایید. در صورتی که غلظت نمونه ای بیش از آخرین استاندارد باشد، جهت اندازه گیری دقیق آنالیت، ابتدا نمونه را با "محلول استاندارد صفر" رقیق و نمونه رقیق شده را مجدد تست کنید. در محاسبه غلظت نهایی این نمونه ها، ضریب رقت را منظور نمایید. به علت افزایش سطح پرولاکتین حین خواب توصیه می گردد نمونه گیری سرم جهت اندازه گیری این هورمون، حداقل ۲ ساعت بعد از بیداری انجام شود.

مواد و وسایل لازم که همراه کیت عرضه نمی شوند

- دستگاه الیزا ریدر دارای فیلتر ۴۵۰ و ۶۳۰ نانومتر کالیبر شده
- سمپلرهای ۱۰۰ و ۵۰ میکرولیتر کالیبر شده
- سرسمپلرهای یکبار مصرف
- آب مقطر برای رقیق سازی محلول شستشوی غلیظ

روش انجام تست

قبل از انجام تست:

- تمام مواد و نمونه ها را به دمای اتاق (۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد) برسانید.
- برای تهیه محلول شستشوی قابل مصرف، یک حجم محلول شستشوی غلیظ (20x) را با ۱۹ حجم آب مقطر رقیق نمایید.

اندازه گیری غلظت prolactin در سرم یا پلاسما ی انسانی به روش ایمونوآنزیماتیک (Cat.No. DG.PRL.01) Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)

مقدمه

ساختار و نقش فیزیولوژیک: پرولاکتین متشکل از یک زنجیره منفرد ۲۳ کیلودالتونی از ۱۹۹ اسید آمینه ساخته شده است. این هورمون عمدتاً از سلولهای لاکتوتروپیک بخش پیشین هیپوفیز ترشح می شود. ساخت این هورمون منحصر به هیپوفیز نبوده و به میزان کم در دسیدوای رحم باردار، میومتر و پروستات نیز تولید می شود. ترشح پرولاکتین توسط هورمون آزاد کننده تیروتروپین (Thyrotropin releasing hormone) تحریک و با دوپامین مهار می گردد. اختلاف جنس تا سن بلوغ تأثیری بر روی میزان تولید پرولاکتین ندارد. در زنان باردار با افزایش استروژن (تا هفته ۳۸ بارداری) سنتز این هورمون روند صعودی داشته و ۳ هفته بعد از قطع شیردهی میزان سرمی آن به سطح پایه بر می گردد.

پرولاکتین نقش مهمی در تکامل غدد پستانی، تولید و ترشح شیر و کنترل عملکرد غدد جنسی دارد به طوریکه افزایش ترشح آن باعث کاهش استروئیدهای منشاء تخمدانی، اختلال در تکامل فولیکولها و ترشح دو هورمون LH و FSH می گردد. علاوه بر آن پرولاکتین در تولید هورمون های استروژن و تستوسترون تأثیر گذار است. (۱،۲)

کاربرد بالینی: از اصلی ترین استفاده بالینی اندازه گیری پرولاکتین سرمی، ارزیابی هایپر پرولاکتینمی (Hyperprolactinemia) و تومورهای هیپوفیزی ترشح کننده پرولاکتین می باشد. مهم ترین این تومورها، Prolactinoma است که بارزترین نشانه بالینی آن در زنان آمنوره (Amenorrhea)، گالاکتوره (Galactorrhea)، اختلالات بینایی، جنسی و ناباروری است. در مردان این تومور باعث ژنیکوماستی، ناباروری، کاهش توده عضلانی و نیز اختلالات بینایی می گردد. (۴،۳)

معمولاً علاوه بر Prolactinoma بیماری های محور هیپوتالاموس-هیپوفیز، آکرومگالی، هیپوتیروئیدسم اولیه، بیماریهای کلیوی، هیپوگلیسمی وابسته به انسولین با افزایش این هورمون همراه است. از عوامل غیر مرتبط با بیماریها در افزایش سطح سرمی پرولاکتین می توان بارداری، تحریک پستان، شیردهی، استرس و خواب را نام برد. مصرف داروهای مانند استروژنها، متیل دوپا، آنتی دپرسانها، داروهای ضد فشار خون، آل دوپا و برومو کریپتین (Bromocriptine) باعث کاهش غلظت سرمی این هورمون می شود. (۷-۵)

اساس روش سنجش

مدت زمان انجام تست: ۱۵ دقیقه + ۱۵ دقیقه + ۱۵ دقیقه

طراحی کیت پرولاکتین بر اساس روش ایمونوآنزیماتیک ساندریجی با استفاده از آنتی بادی های مونوکلنال می باشد. در این روش آنتی ژن مورد سنجش طی دو مرحله بین آنتی بادی تثبیت شده در ته چاهک های پلی استایرنی و آنتی بادی دوم متصل به آنزیم پراکسیداز (HRP) که شاخص های آنتی ژنیک متمایزی را روی مولکول پرولاکتین شناسایی می کنند، قرار می گیرد. پس از شستشو و خارج کردن آنالیت های غیر متصل با افزودن سوبسترا، تترا متیل بنزیدین (TMB)، آنزیم رنگ آبی ایجاد می کند. با اضافه نمودن محلول متوقف کننده، رنگ آبی به زرد تبدیل می شود. شدت رنگ ایجاد شده که با غلظت پرولاکتین ارتباط مستقیم دارد، در طول موج ۴۵۰ نانومتر (با دیفرانسیل ۶۳۰ نانومتر) اندازه گیری می گردد.

توجه و احتیاط

- این کیت تشخیصی به صورت *in vitro* قابل استفاده می باشد.
- کلیه محلول های کیت آماده مصرف هستند، فقط محلول شستشوی غلیظ (20x) قبل از استفاده نیاز به رقیق سازی دارد.
- اجزای اختصاصی این کیت برای مصرف با اجزای هم سری ساخت کیت ارائه شده اند.
- اجزای عمومی کیت شامل محلول های شستشو، رنگ زا و متوقف کننده می باشند که برای سایر محصولات دیانزیست نیز قابل استفاده هستند.
- به منظور رقیق سازی نمونه می بایست از "محلول استاندارد صفر" کیت مربوطه، استفاده گردد.**
- جهت کاهش پدیده تأخیری، ضرورت دارد زمان انجام مرحله اول تست در کمتر از ۱۰ دقیقه انجام شود.
- توصیه می شود در هر تست استاندارد ها جهت رسم منحنی استفاده شوند، همچنین در صورتی که همزمان بیش از یک پلیت تست گذاشته شود، رسم منحنی برای هر پلیت ضروری است.
- کالیبره بودن ابزارها و دستگاهها در صحت نتایج اثر گذار است.
- جهت ساخت اجزای این کیت از مواد شیمیایی و زیستی استفاده شده است. لذا توصیه می شود هنگام کار از تماس مستقیم با مواد پرهیز شود.

خلاصه روش کار

افزودن ۵۰ μl از استاندارد، کنترل، سرم
افزودن ۵۰ μl بافر رقیق کننده



۱

۱۵ دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق



۲


۴ بار شستشو چاهک ها با ۳۰۰ μl محلول شستشوی رقیق شده



۳

افزودن ۵۰ μl محلول آنزیم کونژوگه


۱۵ دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق



۴

۴ بار شستشو چاهک ها با ۳۰۰ μl محلول شستشوی رقیق شده


افزودن ۱۰۰ μl محلول رنگ زا



۵

۱۵ دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق

افزودن ۱۰۰ μl محلول متوقف کننده



۶

خوانش میزان جذب نوری در طول موج
۴۵۰ نانومتر با دیفرانسیل ۶۳۰ نانومتر

منابع

- Freeman M, et al. Prolactin: structure, function and regulation of secretion. *Physiological reviews*. 80 (4), 2000.
- Ciechanowska M., et al. Prolactin and the physiological regulation of its secretion, A review. *Journal of Animal and Feed Sciences*. 22, 2013.
- Majumdar A., et al. Hyperprolactinemia. *J Hum Reprod Sci*. 6 (3), 2013.
- Daria La Torre. Pharmacological causes of hyperprolactinemia. *Therapeutics and Clinical Risk Management*. 3(5), 2007.
- Wange T., et al. Circulating prolactin associates with diabetes and impaired glucose regulation. *Diabetes Care*. 36, 2013.
- Torner L. Actions of prolactin in the brain: from physiological adaptations to stress and neurogenesis to psychopathology. *Frontiers in Endocrinology*. 7, 2016.
- Ben-Jonathann N., et al. Dopamine as a Prolactin (PRL) Inhibitor. *Endocrine Reviews*. 22(6), 2001.
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Evaluation of Stability of *In Vitro* Diagnostic Reagents; Approved Guideline – First Edition NCCLS Document EP25-A. 2009.
- Wu AHB. *Tietz Clinical Guide To Laboratory Tests*. Saunders, Philadelphia 3rd edition, p. 594, 1995.
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline – Second Edition. NCCLS Document EP5-A2. 2004
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Establishing and Verifying an Extended Measuring Interval Through Specimen Dilution and Spiking – First Edition. EP34. 2018

روش	تعداد نمونه	غلظت نمونه ها (ng/ml)	Intercept	Slope
Passing/Bablok	۲۶۵	۰/۲-۱۰۰	۰/۰۳۰	۰/۹۸۶
Linear Regression	۲۶۵	۰/۲-۱۰۰	۰/۲۷۱	۰/۹۷۹

۳. دقت: شاخص دقت این کیت بر مبنای استاندارد CLSI (EP5-A2) ^(۱۰) ارزیابی گردیده است. بدین منظور میزان پرولاکتین ۳ نمونه با غلظت‌های مختلف اندازه‌گیری و انحراف معیار و ضریب تغییرات محاسبه گردید که در جدول زیر آمده است:

شماره نمونه	تعداد سنجش	میانگین غلظت (ng/ml)	Within Run		Total	
			SD	%CV	SD	%CV
۱	۶۰	۵/۸۴	۰/۲۳	۳/۹۵	۰/۲۸	۴/۸۹
۲	۶۰	۱۴/۶۷	۰/۴۸	۳/۳۰	۰/۴۸	۳/۳۳
۳	۶۰	۳۱/۴۶	۱/۱۴	۳/۶۰	۱/۳۸	۴/۰۶

۴. خطی بودن: به منظور بررسی صحت اندازه‌گیری نمونه‌های با غلظت بالای ULQ (upper limit of quantitation) تست خطی بودن این کیت بر مبنای استاندارد CLSI (EP34) ^(۱۱) انجام گردید. بدین منظور نمونه سرم با غلظت ۶۵/۳۲ ng/ml با "نمونه فاقد آنالیت" به صورت متوالی رقیق شد سپس غلظت‌ها با کیت پرولاکتین اندازه‌گیری گردید. درصد ریکاوری رقت که شاخص میزان دقت رقت‌گیری می‌باشد، طبق فرمول زیر محاسبه گردید:

$$\times 100 \frac{\text{غلظت اندازه‌گیری شده (ng/ml)}}{\text{غلظت مورد انتظار (ng/ml)}}$$

(محدوده درصد ریکاوری بدست آمده بین ۹۵/۵ تا ۱۰۳/۶ است)

% ریکاوری	غلظت اندازه‌گیری شده (ng/ml)	غلظت مورد انتظار (ng/ml)	رقت
۹۵/۵	۳۱/۲۰	۳۲/۶۶	۱:۲
۹۹/۱	۱۶/۱۹	۱۶/۳۳	۱:۴
۱۰۲/۹	۸/۴۰	۸/۱۶	۱:۸
۱۰۳/۶	۴/۲۳	۴/۰۸	۱:۱۶

۵. بازیابی: به منظور بررسی اثر ماتریکس، تست بازیابی این کیت بر مبنای استاندارد CLSI (EP34) ^(۱۱) انجام گردید. بدین منظور مقادیر متفاوتی از نمونه حاوی پرولاکتین با غلظت بالا (۶۵/۲۶ ng/ml) به نمونه مورد بررسی حاوی پرولاکتین با غلظت پایین (۶/۸۲ ng/ml) افزوده شد. سپس غلظت نمونه‌ها با کیت پرولاکتین اندازه‌گیری گردید و درصد ریکاوری که شاخص میزان دقت بازیابی می‌باشد، طبق فرمول زیر محاسبه گردید:

$$\frac{a-b}{c} \times 100$$

- a: غلظت اندازه‌گیری شده نمونه مورد بررسی بعد از افزودن آنالیت
- b: غلظت اندازه‌گیری شده نمونه مورد بررسی بعد از افزودن محلول رقیق‌کننده
- c: غلظت آنالیت افزوده شده

(درصد ریکاوری بدست آمده بین ۹۰/۶ تا ۱۰۵/۱ است)

% ریکاوری	a (ng/ml)	b (ng/ml)	c (ng/ml)
۹۰/۶	۳/۱۱	۶/۷۷	۹/۵۹
۱۰۱/۳	۵/۹۳	۵/۹۸	۱۱/۹۹
۱۰۵/۱	۱۰/۸۷	۵/۵۲	۱۶/۹۵
۱۰۱/۳	۱۸/۶۴	۵/۱۹	۲۴/۰۷

کنترل کیفی

تست در صورتی تأیید می‌گردد که:

- جذب نوری استاندارد صفر کمتر از ۰/۰۹ باشد.
- جذب نوری استاندارد آخر بیش از ۱/۴ باشد.
- خوانش کنترل‌های پایین و بالای کیت در محدوده مورد قبول باشد.
- توصیه می‌گردد جهت حصول اطمینان از نتایج کیت، علاوه بر کنترل‌های ارائه شده در کیت، به صورت دوره‌ای از کنترل‌های دقت و صحت تجاری نیز استفاده گردد. بدیهی است نتایج بدست آمده بایستی در محدوده مورد قبول قرائت گردد.

تداخل‌ها و محدودیت‌ها

- جهت بررسی اختصاصیت آنتی بادی به کار رفته در این کیت، اثر تداخلی آنالیت‌های هورمونی TSH (تا ۱۰۰ mIU/ml)، LH (تا ۵۰۰ mIU/ml)، FSH (تا ۵۰۰ mIU/ml)، GH (تا ۵۰۰ ng/ml) و hCG (تا ۲۰۰۰۰۰ mIU/ml) بررسی گردید. نتایج در جدول زیر آمده است.

ماده افزوده شده	درصد تداخل (Cross-reactivity)
TSH	<۰/۱
LH	<۰/۱
FSH	<۰/۱
hCG	<۰/۱
GH	<۰/۱

- اثر تداخلی بیلی روبین (۲۰ mg/dl)، هموگلوبین (۵۰۰ mg/dl)، تری‌گلیسیرید (۳۰۰۰ mg/dl) و فاکتورهای روماتوئید (تا ۱۱۰۰ IU/ml) در سرم کمتر از ۵٪ می‌باشد.
- در این کیت برای نمونه‌های رقیق نشده تا غلظت (تا ۱۰۰۰۰۰ ng/ml) اثر هوک دیده نشد.
- نمونه سرم یا پلاسماهای افرادی که سابقه درمان یا تشخیص بیماری با مواد حاوی آنتی‌بادی مونوکلنل موش داشته‌اند، می‌تواند حاوی آنتی بادی‌های انسانی ضد موش (HAMA) باشد. با توجه به غلظت آنتی‌بادی و مواد بازدارنده مورد استفاده در این کیت، واکنش‌های تداخلی غیر اختصاصی به حداقل رسیده و تا کنون واکنش مثبت کاذب مشاهده نشده است.
- محدوده قابل اندازه‌گیری غلظت پرولاکتین با این کیت، ۰/۲-۱۰۰ ng/ml می‌باشد.

مقادیر طبیعی

از بررسی غلظت پرولاکتین ۳۷۲ نمونه افراد سالم نتایج زیر بدست آمده است.

جنسیت	تعداد	5% to 95% Interval (ng/ml)	میانگین (ng/ml)
زنان قبل از یائسگی	۹۱	۴/۵ - ۳۰/۴	۹/۱
زنان بعد از یائسگی	۱۰۶	۳/۱ - ۲۵/۷	۶/۸
مردان	۱۷۵	۲/۸ - ۲۲/۸	۷/۴

قابل ذکر است که جدول فوق یک راهنمای کلی است و توصیه می‌گردد هر آزمایشگاه با اندازه‌گیری غلظت پرولاکتین افراد سالم، مقادیر طبیعی مرجع خود را تعیین و از آن برای تفسیر نتایج استفاده نماید.

ویژگی‌های اختصاصی کیت

- حساسیت:** حداقل غلظت قابل اندازه‌گیری پرولاکتین که از نمونه فاقد آنالیت قابل تمایز باشد را حساسیت گویند. این مقدار که بر اساس میانگین غلظت استاندارد صفر بعلاوه دو برابر انحراف معیار محاسبه گردیده است (بدست آمده از ۱۰ تست)، ۰/۲ ng/ml می‌باشد.
- صحت:** غلظت پرولاکتین ۲۶۵ نمونه تصادفی با کیت دیازبست و روش مرجع (ELFA) اندازه‌گیری شد. نتایج بدست آمده از مقایسه دو روش ضریب همبستگی خطی (r) ۰/۹۸ را نشان می‌دهد. غلظت نمونه‌ها با کیت دیازبست بین ۰/۲۲ ng/ml تا ۹۸/۸۹ و با روش مرجع ۰/۲۹ ng/ml تا ۹۳/۶۶ بود. نتایج مقایسه دو روش به شرح زیر است:

مراحل انجام تست:

- ۵۰ میکرولیتر از هر استاندارد، کنترل و نمونه سرم به چاهک مربوطه بریزید.
- ۵۰ میکرولیتر بافر رقیق کننده به هر چاهک اضافه نمایید و پلیت را ۱۵ ثانیه تکان دهید.
- روی چاهک‌ها را با برجسب مخصوص پوشانده و مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.
- چاهک‌ها را ۴ بار با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو بشویید.
- به هر چاهک ۵۰ میکرولیتر محلول آنزیم کونزوگه اضافه نمایید.
- روی چاهک‌ها را با برجسب مخصوص پوشانده و مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.
- چاهک‌ها را ۴ بار با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو بشویید.
- به هر چاهک ۱۰۰ میکرولیتر محلول رنگ زا اضافه نمایید و پلیت را به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.
- به هر چاهک ۱۰۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده اضافه نمایید و بعد از مخلوط کردن به مدت ۱۵ ثانیه، میزان جذب نوری را در طول موج ۴۵۰ نانومتر با دیفرانسیل ۶۳۰ نانومتر، حداکثر تا ۱۵ دقیقه بعد از افزودن محلول متوقف کننده، بخوانید.

محاسبه نتایج

غلظت پرولاکتین نمونه‌ها با استفاده از منحنی استاندارد (رسم به صورت دستی یا دستگاه الیزا ریدر) تعیین می‌گردد. در این منحنی جذب نوری استانداردها را در طول موج ۴۵۰ نانومتر بر روی محور عمودی (Y) و غلظت آن‌ها را بر حسب ng/ml بر روی محور افقی (X) مشخص کنید و بر اساس آن منحنی را رسم نمایید. با استفاده از منحنی ترسیم شده و جذب نوری بدست آمده از نمونه، غلظت پرولاکتین آن قابل محاسبه می‌باشد. جدول و نمودار زیر به عنوان مثال ارائه شده است.

غلظت Prolactin (ng/ml)	میانگین جذب نوری	جذب نوری	نمونه
۰	۰/۰۳۳	۰/۰۳۱ ۰/۰۳۵	استاندارد A
۲/۵	۰/۲۵۲	۰/۲۴۹ ۰/۲۵۵	استاندارد B
۱۰	۰/۷۸۳	۰/۷۸۸ ۰/۷۷۸	استاندارد C
۲۵	۱/۴۸۶	۱/۴۴۴ ۱/۵۲۸	استاندارد D
۵۰	۲/۱۳۲	۲/۰۷۷ ۲/۱۸۷	استاندارد E
۱۰۰	۲/۶۱۳	۲/۶۰۱ ۲/۶۲۵	استاندارد F
۲/۴۲	-	۰/۲۲۶	کنترل پایین
۵۱/۶۴	-	۲/۱۰۴	کنترل بالا
۲۱/۷۵	-	۱/۴۰۰	سرم

