

# TSH

□ ۹۶ تستی □ ۱۹۲ تستی  
موارد استفاده:  
تعمیم کیت TSH در سرم یا پلاسما

## I مقدمه

هرمون تیریوتوبینی با وزن ملکولی ۲۸ kDa (Thyroid Stimulating Hormone TSH) یا تیروتوبین، گلیکوپروتئینی با محتوای هیپوفیز ترشح می شود. مولکول TSH از دو زنجیره  $\alpha$  و  $\beta$  ساخته شده است که با پیوندهای غیر کووالانسی به هم متصل شده اند. برخلاف زنجیره اختصاصی  $\beta$  که مسئول خصوصیات هرمونی و ایمونولوژیکی TSH است، زنجیره  $\alpha$  شاهت ساختمانی زیادی با زجره  $\alpha$  هورمون های HCG، LH و FSH دارد. تحریک ترشح TSH بوسطه یک تری پیپتید هیپوتالامیک به نام هورمون آزاد TSH (TRH) انجام می شود. همچنین افزایش طرف دیگر، این هورمون پس از واکنش با گیرندهای اختصاصی غشای سلول های تیروتید، موجب تحریک رشد سلول های گلیکولیک تیروتیدی و سپس ترشح هورمون های T3 و T4 می شود.<sup>(۱)</sup>

کاهش این هورمون در موارد پر کاری تیروتید و کم کاری نوع دوم و سوم و افزایش آن در کم کاری نوع اول تیروتید، تومورهای ترشح کننده TSH و هیپوتیروئیدی نوزادان دیده شود.<sup>(۲)</sup>  
اندازه گیری کاهش یا افزایش TSH سرمی در ارزیابی عملکرد تیروتید مفید است و در تشخیص افتراقی انواع کم کاری های تیروتیدی اهمیت دارد.<sup>(۳)</sup>

## II اصول اندازه گیری

کیت اندازه گیری کیت TSH بر مبنای سنجش واکنش ایمونو آنژیماتیک بر روی فاز جامد طراحی شده است. در این سیستم ادو آنتی بادی های منوکلال موش که شخص های آنتی زنگ متایزی را بر روی مولکول TSH شناسائی می کنند، استفاده شده است. اینتا در حفره های پلی استایرن پوشیده شده با انتی بادی های منوکلال TSH، استانداردها، سرم کنترل ها و نمونه های بیماران ریخته می شود. سپس آنتی بادی دوم ضد TSH که به ازیم پراکسیداز (HRP) متصل شده است به حفره های افزوده می شود.


در حین انکواسیون، TSH موجود در نمونه ها از طرفی به آنتی بادی های ضد TSH متصل به پلی استایرن و از طرف دیگر به آنتی بادی دوم ضد TSH که به ازیم پراکسیداز (HRP) متصل شده است وصل می گردد. بعد از انکواسیون و شستشو، با افزودن سویستایر (TMB) ۳' و ۵' تراکتیل بنزیدین (TMB) موجود در نمونه ها سنجش می شود. شدت رنگ که ایجاد شده با ابتلای TSH موجود در نمونه ها از سنجش مستقیم دارد. رنگ ایزی و اکتش آنژیماتیک پس از افزودن محلول متوقف کننده خاتمه می یابد و رنگ آبی ایجاد شده به رنگ زرد تبدیل می شود. شدت رنگ با اسکرپتو فوتومتر مخصوص میکروپلیت ۴۵۰ نانومتر افزودن سویستایر (TMB) ۳' و ۵' تراکتیل بنزیدین (TMB) موجود در نمونه ها ایجاد شده است. این ایجاد شده با ابتلای TSH نمونه ها ابتدا منحنی جذب نور استانداردها بر حسب غلط نمونه های رسم و سپس غلط نمونه های رسمی شود.

## VII. محاسبه نتایج:

پس از تعیین میزان جذب نوری استانداردها و نمونه ها و ترسیم منحنی، غلظت TSH بیماران را می توان محاسبه کرد. در این منحنی که با استفاده از دستگاه الایرا ردر (قالب برنامه ریزی) و یا به صورت دستی ترسیم می شود، محور Y شاخص میزان جذب نور استانداردهای TSH در طول موج ۴۵۰ nm است و محور X شاخص غلظت استانداردهای TSH بر حسب  $\mu\text{IU}/\text{ml}$  است. نتایجی که در جدول زیر آمده، فقط مثال است و نباید برای تعیین غلظت نمونه ها از آن استفاده شود.

نمونه	جذب نور	غلظت TSH ( $\mu\text{IU}/\text{ml}$ )
A استاندارد	۰/۰۳	۰/۰
B استاندارد	۰/۱۸	۰/۳
C استاندارد	۰/۱۷	۱/۰
D استاندارد	۰/۴۲	۳/۰
E استاندارد	۰/۸۰	۶/۰
F استاندارد	۱/۶۶	۱۰/۰
G استاندارد	۲/۹۲	۳۰/۰
Serum	۰/۷۳	۵/۴

برای ترسیم منحنی از غلظت های متدرج بر روی ویال استانداردها استفاده نماید.



## V. جمع آوری و آماده سازی نمونه ها:

نمونه مناسب برای اندازه گیری TSH، سرم یا پلاسمای هپارینه بیمار است. این نمونه را تا یک هفته در دمای ۷-۸ درجه سانتی گراد می توان نگهداری کرد. برای نگهداری نمونه ها به مدت طولانی، سرم یا پلاسمای بیمار را در حجم های کم تقسیم و درجه سانتی گراد نگهداری کنید. بهتر است از ذوب شدن و یخ زدن مکرر نمونه ها اجتناب نمود. برای اندازه گیری TSH نمونه های منجمد شده، ابتدا نمونه را در دمای اتفاق ذوب و سپس با حرکت دست یکنواخت کنید. برای یکنواخت کردن نمونه ها از استانداردها Vortex استفاده نکنید. برای اندازه گیری دقیق نمونه های TSH آنها بیش از آخرین استاندارد است، ابتدا نمونه را با استاندارد صفر رقیق و دوباره اندازه گیری کنید. بدینه است در محاسبه نتایج این نمونه ها، ضریب رقت منظور می شود.

## VI. روش کار:

قبل از شروع کار باید دمای تمامی محلولها به دمای اتفاق برسد.

محلول شستشوی غلظت به نسبت یک به بیست با آب مفترض یا دیونیزه رقیق شود (یک حجم محلول شستشوی غلظت به ازء ۱۹ حجم آب). محلول شستشوی رقیق را یک هفته در دمای ۲-۸ درجه سانتی گراد می توان نگهداری کرد. در صورت مشاهده کریستال در محلول غلظت شستشو، ویال را چند دقیقه در ۳۷ درجه سانتی گراد قرار دهید تا محلول یکنواخت شود.

۱. ابتدا ۵۰ میکرولیتر از استانداردها، سرم کنترل ها و سرم بیماران را داخل حفره های بیزید و به آن ۵۰ میکرولیتر از کونزروگه ضد TSH اضافه کنید سپس با تکان دادن پلیت، محتویات حفره ها را به مدت ۱۵ ثانیه مخلوط نماید.
۲. پلیت را ۱ ساعت در دمای اتفاق و در محلی تاریک قرار دهید.
۳. حفره های را ۴ بار با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو بشویند.
۴. در هر حفره ۱۰۰ میکرولیتر سویستایر TMB بزیریزد.
۵. پلیت را ۲۰ دقیقه در دمای اتفاق و در محلی تاریک قرار دهید.
۶. ۱۰۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده واکنش در هر حفره بزیرید و به مدت ۱۰ ثانیه مخلوط کنید.
۷. میزان جذب نوری حفره ها را حداقل تا ۱۵ دقیقه بعد از افزودن محلول متوقف کننده، در طول موج ۴۵۰ نانومتر (با طول موج دیفارسیل ۶۳۰ نانومتر) بخوانید.

## III. محتویات کیت:

تاریخ انقضا بر روی اجزا کیت (Cat.No.P-TS) درج شده است. دمای مناسب برای نگهداری کیت ۲-۸ درجه سانتی گراد می باشد.

۱. پلیت: پلیت ۹۶ حفره ای پوشش داده شده با آنتی بادی های منو کلنان ضد TSH موش
۲. استاندارد صفر: ۱ ویال ۴ میلی لیتری از استاندارد صفر برای رقیق کردن نمونه ها استفاده می شود.
۳. استاندارد: ۶ ویال ۱۰ میلی لیتری محلول سرمدار حاوی TSH ۸۰/۵۵۸ (2<sup>nd</sup> IRP) کالیبر شده اند، روی برجسب آنها درج شده است.

۴. کنترل های سرمی: ۲ ویال ۱۰ میلی لیتری سرم انسان. غلظت دقیق TSH کنترل ها روی برجسب آنها درج شده است.
۵. ردیاب آنژیمی: یک ویال ۶ میلی لیتری آنتی بادی ضد TSH است، زنجیره پراکسیداز (HRP) محلول در بافر PBS، حاوی بروتین و تیمورول.
۶. محلول شستشوی غلظت (20X): یک ویال ۱۲ میلی لیتری PBS.
۷. TMB-Tween-20 و تیمورول.
۸. محلول رنگ زا: یک ویال ۱۲ میلی لیتری بافر  $\text{H}_2\text{O}_2$  و  $\text{H}_2\text{SO}_4$  دو

## IV. وسایل مورد نیاز (این وسایل همراه کیت عرضه نمی شوند):

۱. دستگاه اسیکترو فوتومتر میکروپلیت با دامنه جذب نوری -۰-۳ در طول موج ۴۵۰ نانومتر با دیفارسیل ۶۳۰.
۲. میکروپلیت ۵۰ و ۱۰۰ میکرولیتر و تیپ های یکنار مصرف
۳. آب مفترض یا آب دیونیزه با رقیق کردن محلول شستشو

### VIII. مقادیر طبیعی:

با استفاده از سرم ۱۷۷ فرد بالغ سالم، مقادیر طبیعی TSH با کیت پادتن علم تعیین شده است. نتایج به دست آمده از این آزمایشات نشان می‌دهد که غلظت این هرمون در ۹۵٪ از این افراد بین  $0.05 \text{ mIU/ml}$  تا  $0.15 \text{ mIU/ml}$  با میانگین  $0.09 \text{ mIU/ml}$  است.

توصیه می‌شود هر آزمایشگاه با در نظر گرفتن غلظت سرمی TSH افراد سالم منطقه، دامنه طبیعی آن را تعیین و از آن برای تفسیر نتایج بیماران خود استفاده کند.

### IX. ویژگی‌های اختصاصی تست:

۱. حساسیت: به حداقل غلظت TSH که اختلاف جذب نور آن نسبت به جذب نور استاندارد صفر، معنی‌دار باشد حساسیت کیت گفته می‌شود این مقدار برای کیت  $0.1 \text{ mIU/ml}$  TSH است.

۲. اثر Hook: در کیت EIA پادتن علم برای نمونه‌های آنتی زن TSH تا  $720 \text{ mIU/ml}$  Hook مشاهده نشده است.

۳. اختصاصی بودن: اختصاصی بودن تست TSH با اندازه گیری غلظت  $\text{TSH}$  بعد از  $400 \text{ mIU/ml}$  FSH،  $500 \text{ mIU/ml}$  LH،  $5000 \text{ mIU/ml}$   $\beta\text{HCG}$  بررسی شده است. نتایج این آزمایشات تداخلی در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول شاخص دقت						
میان‌سنگی			درون‌سنگی			
	میانگین $\mu\text{IU/ml}$	SD	%CV	میانگین $\mu\text{IU/ml}$	SD	%CV
۳/۳	۰/۱	۲/۲	۶/۴	۲/۶	۰/۲	۶/۴
۷/۲	۰/۲	۳/۲	۷/۳	۷/۵	۰/۶	۷/۳
۱۱/۶	۰/۳	۲/۸	۱۰/۷	۱۲/۴	۰/۶	۴/۷
۳۰/۳	۱/۲	۴/۱	۳۴/۵	۲/۵	۷/۲	۲۰/۱

۵. ریکاوری و رقت: ریکاوری به حالتی اطلاق می‌شود که با افزودن حجم معینی از یک محلول با غلظت بالا، به نمونه راقیق، افزایش غلظت حاصل شود. برای تعیین ریکاوری، محلولی با غلظت بالای TSH به نمونه سرمی که غلظت پایینی از TSH دارد، افزوده شده است. درصد ریکاوری طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$\frac{\text{غلظت اندازه گیری شده} (\mu\text{IU/ml})}{\text{غلظت پیش‌بینی شده} (\mu\text{IU/ml})} \times 100$$

دامنه درصد ریکاوری به دست آمده از  $89/4$  تا  $102/6$  است.

جدول ریکاوری					
	غلظت افزوده شده $\mu\text{IU/ml}$	غلظت پیش‌بینی شده $\mu\text{IU/ml}$	غلظت اندازه گیری شده $\mu\text{IU/ml}$	ریکاوری %	
-	-	-	۳/۲	-	
۱/۵	۴/۷	۴/۲	۸۹/۴	۸۹/۴	
۵/۰	۸/۲	۷/۸	۹۵/۱	۹۵/۱	
۸/۳	۱۱/۵	۱۱/۸	۱۰۲/۶	۱۰۲/۶	
۱۲/۴	۱۵/۶	۱۵/۷	۱۰۰/۶	۱۰۰/۶	

برای بررسی خطی بودن رقت‌های TSH بر روی منحنی چندین نمونه سرمی غلظت، پس از راقیق شدن متالی با استاندارد صفر، اندازه گیری شده و نتایج یک نمونه برای مثال در جدول زیر آورده شده است. دامنه درصد ریکاوری به دست آمده از  $102/۳$  تا  $107/۹$  است.

	هرمون افزوده شده ( $\text{mIU/ml}$ )	TSH ( $\text{mIU/ml}$ )	غلظت با هرمومن افزوده شده ( $\text{mIU/ml}$ )
LH (۵۰۰)	۰/۵	۰/۵	۰/۵
FSH (۵۰۰)	۵/۰	۰/۵	۰/۶
$\beta\text{HCG}$ (۵۰۰۰۰۰)	۵/۰	۰/۵	۰/۵
	۴/۲	۴/۴	۴/۴

۴. مقایسه با کیت Roche Elecsys: برای بررسی همبستگی آماری بین کیت EIA پادتن علم و کیت Intra-assay Roche Elecsys، غلظت نتایج بدست آمده نمونه تصادفی با هر دو کیت اندازه گیری شد. مقایسه نتایج بدست آمده ضریب همبستگی  $0.95$  را نشان می‌دهد.

۵. دقت: شاخص دقت کیت با مقایسه تکرار پذیری جواب‌ها به روش میان سنجی (Inter-assay) و دونوں سنجی (Intra-assay) تعیین شده است. برای این منظور  $4$  نمونه سرم ده بار در یک دوره آزمایش (دونوں سنجی) و یکبار در ده دوره آزمایش متفاوت (میان سنجی) تعیین غلظت شده است. نتایج انحراف میانگین (SD) و ضریب تغییرات (CV) در جدول زیر آمده است.

**احیاطاً**  
با توجه به اینکه محلول‌های به کار رفته در این کیت‌ها حاوی مواد سمی مانند تیمروزال و مواد پروتئینی با منشأ انسانی و حیوانی هستند، و اینکه با هیچ تستی نمی‌توان از عدم وجود ویروس‌های چون HCV، HBV، HIV در این محلول‌ها اطمینان کامل حاصل کرد، خواهشمند است هنگام کار احیاط های لازم از جمله استفاده از دستکش، امتناع از خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن، خودداری از پیپ کردن با دهان و پرهیز از هرگونه تماس محلول با چشم و دست‌ها، رعایت شود.

جدول رقت					
رقت	غلظت پیش‌بینی شده ( $\mu\text{IU/ml}$ )	غلظت اندازه گیری شده ( $\mu\text{IU/ml}$ )	ریکاوری %		
-	-	۶۰/۷	-		
۱/۲	۳۰/۴	۳۱/۱	۱۰۲/۳		
۱/۴	۱۵/۲	۱۶/۲	۱۰۶/۶		
۱/۸	۷/۶	۸/۲	۱۰۷/۹		
۱/۱۶	۳/۸	۴/۰	۱۰۵/۳		

### X. References

- Chen IW, Heminger LA. Thyroid-stimulating hormone. In: Kaplan LA, Pesce AJ, eds. Clinical chemistry: theory, analysis, and correlation. 2nd edition. St. Louis: CV Mosby; 952-55, 1989.
- Fernandez-Ulloa M, Maxon HR. Thyroid. In: Kaplan LA, Pesce AJ, eds. Clinical chemistry: theory, analysis, and correlation. 2<sup>nd</sup> edition. St. Louis: CV Mosby; 620-37, 1989.
- Watts NB, Keffer JH. Practical endocrine diagnosis. Philadelphia: Lea and Febiger. 12-15: 77-90, 1982.
- Chattoraj SC, Watts NB. Endocrinology. In: Tietz NW, ed. Fundamentals of clinical chemistry. 3rd edition. Philadelphia: WB Saunders; 550-551, 1987.
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. How to define, determine, and utilize reference intervals in the clinical laboratory. Approved Guideline. NCCLS publication. 28: NCCLS, 1995.