

- توصیه می شود در هر تست استانداردها جهت رسم منحنی استفاده شوند، همچنین در صورتی که هم زمان بیش از یک پلیت تست گذاشته شود، رسم منحنی برای هر پلیت ضروری است.
- کالیبره بودن ابزارها و دستگاهها در صحت نتایج اثرگذار است.
- جهت ساخت اجزای این کیت از مواد شیمیایی و زیستی استفاده شده است. لذا توصیه می شود هنگام کار از تماس مستقیم با مواد پرهیز شود.

## محتویات کیت

جزای تشکیل دهنده کیت ۹۶ تستی Anti-H.pylori IgA به شرح زیر می باشد:

مقدار/تعداد	نام اجزاء	ردیف
1/96 wells	پلیت پوشانده شده با آنتی ژن هلیکوباتر پیلوئی (Helicobacter Pylori Antigen Coated Microtiter Plate)	۱
5/1 ml	(Standards A-E) A-E	۲
3/1 ml	کنترل منفی، مشکوک، مثبت (Negative, Borderline, Positive Controls)	۳
2/25 ml	محلول رقیق کننده نمونه (Sample Diluent)	۴
1/25 ml	(Concentrated Wash Buffer)	۵
1/6 ml	محلول آنزیم (HRP) کونزوگ (Anti-Human IgA - HRP Conjugate)	۶
1/12 ml	محلول رنگ زا (TMB Substrate)	۷
1/12 ml	محلول متوقف کننده (Stop Solution)	۸

## شرایط نگهداری و پایداری

- کیت را در دمای ۲-۸ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
- پایداری کیت در دمای ۲-۸ درجه سانتیگارد، قبل از شروع استفاده (In Shelf) (In use) (بر مبنای استاندارد CLSI/EP25-A)<sup>(۱۷)</sup> بررسی گردید که نتایج به شرح زیر می باشد:

تا پایان تاریخ انقضا	(In Shelf)
تا ۶ ماه	(In use)

## جمع آوری و آماده سازی نمونه ها

نمونه مورد نیاز جهت اندازه گیری IgA، سرم یا پلاسمای به دست آمده با مواد ضد انعقاد هپارین، سیترات سدیم و EDTA می باشد. جهت پایداری نمونه ها از سدیم ازاید (Sodium Azide) استفاده نشود. نمونه ها در دمای ۲-۸ درجه سانتیگراد ۷ روز و در دمای ۲۰-۲۵ درجه سانتیگراد تا یک ماه قابل نگهداری هستند. از ذوب شدن و بخ زدن مکرر نمونه ها پرهیز نمایید. جهت اندازه گیری IgA نمونه های منجمد شده، ابتدا نمونه را در دمای اتاق ذوب و بعد با حرکت دست یکنواخت نمایید...

## مواد و وسایل لازم که همراه کیت عرضه نمی شوند

- دستگاه ایزا ریدر دارای فیلتر ۴۵۰ و ۶۳۰ نانومتر کالیبر شده
- سمپلرهای ۵۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۱۰ و ۱ میکرولیتر کالیبر شده
- سرسپلرهای یکبار مصرف
- آب مقطر برای رقیق سازی محلول شستشوی غلیظ

## روش انجام تست

## قبل از انجام تست:

- تمام مواد و نمونه ها را به دمای اتاق (۲۰-۲۵ درجه سانتیگراد) برسانید.
- نمونه های سرم را به کمک محلول رقیق کننده نمونه به نسبت ۱ به ۵۰ رقیق کنید. (۱۰ میکرولیتر نمونه به ازاء ۵۰۰ میکرولیتر محلول رقیق کننده)
- برای تهیه محلول شستشوی قابل مصرف، یک حجم محلول شستشوی غلیظ (20x) را با ۱۹ حجم آب مقطر رقیق نمایید.

## کاربرد

اندازه گیری سطح آنتی بادی IgA ضد هلیکوباتر پیلوئی در سرم یا پلاسمای انسانی به روش ایمuno-آنژیماتیک (ELISA) Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) (Cat.No. DG.HPA.01)

## مقدمه

ساختر و مشخصات هلیکوباتر پیلوئی (*Helicobacter Pylori*): هلیکوباتر پیلوئی، با سیل میکرو آثروفیل گرم منفی مارپیچی شکل در سال ۱۹۸۳ توسط Warren و Marshall در لایه های مخاطی لوله گوارشی انسان یافت شد. این باکتری که در ابتدا *Campylobacter pyloris* نامیده می شد، با داشتن فلازل های قطبی امکان حرکت فعال و تشکیل کلونی در لایه های عمقی موكوس پوشاننده سلول های اپیتلیال معده را دارد. کلونی های تولید شده با ترشح مواد آنتی ژنیک چون آنزیم اوره آزر، توکسین و پلی اسکاربیدها، زمینه ساز التهاب در لایه های مخاطی لوله گوارشی فرد مبتلا می شوند.<sup>(۵،۴،۳،۲)</sup> این التهاب می تواند با علایمی چون درد، تهوع، نفخ شکم، استفراغ و تب همراه باشد. طبق شواهد به دست آمده از نمونه برداری بافت های معده و اثنی عشر، در صورت تداوم عفونت و عدم درمان، ابتلا به بیماری های نظری گاستریت مزمن، خم های پیتیک، آدنو کارسینوم و لنفوم سلول های مالت در افراد مبتلا به عفونت هلیکوباتر پیلوئی نسبت به افراد غیر مبتلا بسیار بیشتر است.<sup>(۱۱،۱۰،۸،۷،۶)</sup>

بعد از آسودگی و اتصال باکتری به سلول های مخاطی معده، مواد آنتی ژنیک مترسخه از باکتری جذب سلول های ابی تلیا شده و پس از عبور از لامینا پروپریا (propria) لنفوسيت ها را تحريك می نمایند. از لنفوسيت های تحريك شده ابتدا ايمونو گلوبولين های کلاس M و بعد از سوچی، ايمونو گلوبولین های کلاس G یا A ترشح می شوند. آنتی بادی های در حال گردش برای هلیکوباتر پیلوئی عمدتاً از کلاس IgG می باشند.<sup>(۱۶،۱۵،۱۲)</sup>

**کاربرد بالینی:** آسودگی ناشی از هلیکوباتر پیلوئی از شایع ترین عفونتهاي شناخته شده است، به طوری که بیش از ۴ میلیارد نفر در جهان آسودگه به این باکتری هستند. بر اساس مطالعات جهانی شیوع این عفونت که به روش انتقال دهانی-دهانی-مدفعی رخ می دهد، در کشورهای توسعه یافته ۳۴٪/۷۴٪، در حال توسعه ۵۰٪ و در ایران بین ۰٪/۶۰٪ برآورد شده است.<sup>(۹،۱۱)</sup> تست های تشخیصی این عفونت به دورش کلی تهاجمی (کشت و آزمایش هیستولوژیکی بیوپسی معده تست اوره آزر) و غیر تهاجمی (تست تنفسی اوره بررسی آنتی ژن در مدفوع و تیتر آنتی بادی یا آنتی ژن در سرم) طبقه بندی می شوند. از میان این روش ها، تست های سروولوژی بدلیل سهولت و سرعت در انجام آزمایش و همین طور مقرر به صرفه بودن در میان کاربران به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند.

تست سروولوژیک اندازه گیری کمی آنتی بادی IgA ضد هلیکوباتر پیلوئی برای تشخیص عفونت ایجاد شده توسط باکتری و ارزیابی اثر بخشی درمان انجام می شود. علاوه بر آن اندازه گیری این ايمونو گلوبولین می تواند در بررسی مواردی از ابتلا که فرد قادر به بیان پاسخ ایمنی IgG نمی باشد جهت تشخیص مورد استفاده قرار گیرد.<sup>(۱۴،۱۳)</sup>

## اساس روش سنجش

## مدت زمان انجام تست: ۳۰ دقیقه + ۳۰ دقیقه + ۱۵ دقیقه

طرایحی کیت اندازه گیری سطح آنتی بادی IgA ضد هلیکوباتر پیلوئی بر اساس روش ایمuno-آنژیماتیک با استفاده از لیزیت هلیکوباتر پیلوئی می باشد. در این روش آنتی بادی مورد سنجش طی دوره لایزیت هلیکوباتر پیلوئی تثبیت شده در ته چاهه که های پلی استایرنی و آنتی بادی ضد IgA انسانی متصل به آنزیم پراکسیداز (HRP) قرار می گیرد. پس از شستشو و خارج کردن آنالیت های غیر متصل با افزودن سوپریست، تترا میبل بنزیدین (TMB)، آنزیم رنگ آبی ایجاد می کند. با اضافه نمونه محلول متوقف کننده رنگ آبی به زرد تبدیل می شود. شدت رنگ ایجاد شده که با غالاطت IgA نمونه ها ارتباط مستقیم دارد، در طول موج ۴۵۰ نانومتر (بادی فرانسیل ۳۰ نانومتر) اندازه گیری می گردد.

## توجه و احتیاط

- این کیت تشخیصی به صورت *in vitro* قابل استفاده می باشد.
- کلیه محلول های کیت آماده مصرف هستند، فقط محلول شستشوی غلیظ (20x) قبل از استفاده نیاز به رقیق سازی دارد.
- اجزای اختصاصی این کیت برای مصرف با اجزای هم سری ساخت کیت ارائه شده اند.
- اجزای عمومی کیت شامل محلول های شستشو، رنگ زا و متوقف کننده می باشند که برای سایر محصولات دیازیست نیز قابل استفاده هستند.
- بemandor رقیق سازی نمونه ها می بایست از " محلول رقیق کننده نمونه (Sample diluent)" کیت مربوطه استفاده گردد. استانداردها و کنترل های نیاز به رقیق سازی نداشته و آماده مصرف می باشند.

جهت کاهش پدیده تأخیری، ضرورت دارد مرحله اول تست در کمتر از ۱۰ دقیقه انجام شود.

## خلاصه روش کار

افزودن ۱۰۰ µl از استاندارد، کنترل، سرم رقیق شده

۳ دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق



۴ بار شستشو چاهک ها با ۱۰۰ ۳۵۰ محلول شستشو رقیق شده

افزودن ۱۰۰ ۵۰ محلول آنزیم کونزوگ

۳ دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق



۴ بار شستشو چاهک ها با ۱۰۰ ۳۵۰ محلول شستشو رقیق شده

افزودن ۱۰۰ ۱۰۰ محلول رنگ زا

۱۵ دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق



خواش میزان جذب نوری در طول موج  
۴۵۰ نانومتر با دیفارانسیل ۶۳۰ نانومتر

Key: TMB | HRP | H.Pylori Ag | Antibody

## منابع

- Malaty HM, Graham DY. Importance of childhood socioeconomic status on the current prevalence of *Helicobacter pylori* infection. Gut. 35:742,1994.
- Marshall, B.J. and J.R. Warren. Unidentified curved bacillus in the stomach of patients with gastritis and peptic ulceration Lancet:1311 1984.
- Buck, G.E. Campylobacter pylori and gastroduodenal disease. Clin. Microbiol. Rev. 3:11990.
- Graham DY. Campylobacter pylori as a Pathogenetic Factor in Duodenal Ulcer: the Case for. Scand. J. Gastroenterol. 24 (suppl. 160): 46,1989
- Dooley CP and Cohen H. Ann. Intern. The Clinical Significance of Campylobacter pylori. Med. 108:70,1988.
- Parsonnet J et al. *Helicobacter pylori* Infection and the Risk of Gastric Carcinoma. N. Engl. J. Med. 325:1127,1991.
- Valle J et al. Disappearance of Gastritis after Eradication of *Helicobacter pylori*. Scand. J. Gastroenterol. 26:1057,1991.
- Evans, D.J. Jr., D.G. Evans, D.Y. Graham, and P.D. Klein. A sensitive and specific serologic test for detecting of Campylobacter pylori infection. Gastroenterology. 96:1004,1989
- Calvet,X., Ramirez Lazaro,M.J., Lehours,P., and Megraud,F., Diagnosis and epidemiology of *Helicobacter pylori* infection. Helicobacter. 2013. 18 Suppl 1: 5-11
- Fock,K.M., Graham,D.Y., and Malfertheiner,P., *Helicobacter pylori* research: historical insights and future directions. Nat Rev Gastroenterol.Hepatol. 2013. 10: 495-500
- Gao,L., Michel,A., Weck,M.N., Arndt,V., Pawlita,M., and Brenner,H. *Helicobacter pylori* infection and gastric cancer risk: evaluation of 15 H. pylori proteins determined by novel multiplex serology. Cancer Res. 2009. 69: 6164-6170
- Leal,Y.A., Flores,L.L., Garcia-Cortes,L.B., Cedillo-Rivera,R., and Torres,J. Antibody-based detection tests for the diagnosis of *Helicobacter pylori* infection in children: a meta-analysis. PLoS ONE 2008. 3: e3751
- Malfertheiner,P., Megraud,F., O'Morain,C.A., Atherton,J., Axon,A.T., Bazzoli,F., Gensini,G.F., Gisbert,J.P., Graham,D.Y., Rokkas,T., El-Omar,E.M., and Kuipers,E.J., Management of *Helicobacter pylori* infection—the Maastricht IV/Florence Consensus Report. Gut 2012. 61: 646-664
- Megraud,F. and Lehours,P., *Helicobacter pylori* detection and antimicrobial susceptibility testing. Clin.Microbiol.Rev. 2007. 20: 280-322
- Urata,Y., Hike,K., Torii,N., Kikuchi,Y., Kurakata,H., Kanda,E., Sasajima,M., and Miki,K., Comparison of serum IgA and IgG antibodies for detecting *Helicobacter pylori* infection. Intern.Med. 2004. 43: 548-552
- Wex,T., Venerito,M., Kreutzer,J., Gotze,T., Kandulski,A., and Malfertheiner,P., Serological prevalence of *Helicobacter pylori* infection in Saxony-Anhalt, Germany, in 2010. Clin.Vaccine Immunol. 2011. 18: 2109-2112
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Evaluation of Stability of *In Vitro* Diagnostic Reagents; Approved Guideline – First Edition. NCCLS Document EP25-A. 2009.
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline – Second Edition. NCCLS Document EP5-A2. 2004.


## ویژگی های اختصاصی کیت

**۱. صحت:** در بررسی صحت کیت اندازه گیری سطح IgA ضد هلیکوباتر پیلوئی دیازیست نتایج بدست آمده از تعداد ۱۲۷ نمونه سرمی با کیت EIA مرجع مقایسه گردید. خلاصه نتایج در جدول زیر آمده است:

کیت اندازه گیری سطح سرمی IgA ضد HP دیازیست		
	مثبت	منفی
سرمی IgA ضد HP مرجع	-	۹
منفی	۴	۶۹

**۲. دقت:** شاخص دقت این کیت بر مبنای استاندارد CLSI (EP5-A2) (۱۸) ارزیابی گردیده است. بدین منظور میزان IgA ضد هلیکوباتر پیلوئی ۳ نمونه سرمی با غلظت های مختلف (منفی، مشکوک و مثبت) ۶۰ بار اندازگیری و انحراف معیار و ضریب تغییرات محاسبه گردید که در جدول زیر آمده است:

نمونه	تعداد سنجش	میانگین غلظت (AU/ml)	Within Run		Total	
			SD	%CV	SD	%CV
منفی	۶۰	۴/۶۶	۰/۱۹	۴/۱۲	۰/۱۹	۴/۰۸
مشکوک	۶۰	۹/۹۳	۰/۵۴	۵/۳۳	۰/۷۲	۷/۲۵
مثبت	۶۰	۳۳/۸۲	۱/۸۰	۵/۲۷	۲/۸۹	۸/۵۴



## تفسیر نتایج

پیرو بررسی های به عمل آمده برومو سرم افراد مبتلا و با در نظر گرفتن حساسیت (sensitivity) و ویژگی (specificity) (کیت اندازه گیری کمی IgA ضد هلیکوباتر پیلوئی دیازیست مرز تشخیصی (Cut off point) ۱۰ AU/ml) ۱۰ جهت تفسیر نتایج بدست آمده تعیین گردید. بر این اساس نمونه های سرمی در سه گروه به شرح ذیل دسته بندی گردید.

مقدار IgA نمونه	تفسیر نتایج
کمتر از ۸ AU/ml	منفی
۸-۱۲ AU/ml	مشکوک
بیشتر از ۱۲ AU/ml	مثبت

افرادی که نمونه های سرمی آنها منفی ارزیابی شوند. یا فاقد آنتی بادی های IgA ضد هلیکوباتر پیلوئی هستند و یا مقدار این آنتی بادی ها کمتر از سطحی است که مثبت ارزیابی گردند. در خصوص افرادی که تیجه سرولوژیکی آنها مشکوک باشد، اندازه گیری آنتی بادی سرمی به فاصله چند روز تکرار شود. توصیه می گردد در صورت تأیید جواب مشکوک، بررسی اینلاعه به HP با روش های دیگرمانند آزمایش هیستولوژیکی پیوپسی معده، تست تنفسی اوره آز و بررسی آنتی ژن در مدفوع انجام شود.

## نتایج مورد انتظار

غلظت IgA نمونه ها با استفاده از منحنی استاندارد (رسم به صورت دستی یا دستگاه الایزا ریدر) تعیین می گردد. در این منحنی جذب نوری استانداردها را در طول موج ۴۵۰ نانومتر بر روی محور افقی (Y) و غلظت آنها بر حسب AU/ml بر روی محور افقی (X) مشخص کنید و بر اساس آن منحنی را رسم نمایید. با استفاده از منحنی ترسیم شده و جذب نوری بدست آمده از نمونه، غلظت IgA آن قابل محاسبه می باشد. جدول و نمودار زیر به عنوان مثال ارائه شده است:

سن	تعداد	Prevalence
کمتر از ۱۰ سال	۴۳	۲/۳%
بین ۱۰ تا ۲۵ سال	۷۳	۱۵%
بیشتر از ۲۵ سال	۹۱	۳۷/۴%

از آنجایی که میزان و شیوه آلودگی با میکروب هلیکوباتر پیلوئی با شرایط اجتماعی اقتصادی، سن، نژاد، و منطقه بغرافیایی مرتبط است، توصیه می گردد هر آزمایشگاه با در نظر گرفتن مقادیر IgA ضد هلیکوباتر پیلوئی افراد سالم و مبتلا منطقه مرز تشخیص را معین نموده و از آن جهت تفسیر نتایج استفاده نماید.

- ### مراحل انجام تست:
- ۱۰۰ میکرولیتر از هر استاندارد، کنترل و نمونه سرم رقیق شده به چاهک مربوطه بریزید.
  - ۲ روی چاهک ها را با برجسب مخصوص پوشانده و مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.
  - ۳ چاهک ها را ۴ بار با ۳۵۰ میکرولیتر محلول شستشو بشویید.
  - ۴ به هر چاهک ۵۰ میکرولیتر محلول آنزیم کونزوگه اضافه نمایید.
  - ۵ روی چاهک ها را با برجسب مخصوص پوشانده و مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.
  - ۶ چاهک ها را ۴ بار با ۳۵۰ میکرولیتر محلول شستشو بشویید.
  - ۷ به هر چاهک ۱۰۰ میکرولیتر محلول رنگ زا اضافه نمایید و پلیت را به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.
  - ۸ به هر چاهک ۱۰۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده اضافه نمایید و بعد از مخلوط کردن به مدت ۱۵ ثانیه، میزان جذب نوری را در طول موج ۴۵۰ نانومتر با دیفرانسیل ۶۳۰ میکرومتر، حداقل تا ۱۵ دقیقه بعد از افزودن محلول متوقف کننده، بخوانید.

## کنترل کیفی

تست در صورتی تأیید می گردد که:

## داخل‌الهای و محدودیت‌ها

- ۱ اثر تداخلی بیلی رویین (۲۰ mg/dl) و هم‌گلوبین (۵۰۰ mg/dl)، تری‌گلیسیرید (۳۰۰ mg/dl) و فاکتورهای روماتوئید (۳۲۵۰ IU/ml) به لحاظ تفسیر نتایج مشاهده نگردد.
- ۲ نمونه سرم با پلاسمای افرادی که سایقه درمان یا تشخیص بیماری با مواد حاوی آنتی‌بادی مونوکلزال موش داشته‌اند، می‌تواند حاوی آنتی‌بادی‌های انسانی ضد موش (HAMA) باشد. با توجه به غلظت آنتی‌بادی و مواد بازدارنده مورد استفاده در این کیت، واکنش‌های تداخلی غیر اختصاصی به حداقل رسیده و تا کون واکنش مثبت کاذب مشاهده نشده است.

## محاسبه نتایج

غلظت IgA نمونه ها با استفاده از منحنی استاندارد (رسم به صورت دستی یا دستگاه الایزا ریدر) تعیین می گردد. در این منحنی جذب نوری استانداردها را در طول موج ۴۵۰ نانومتر بر روی محور افقی (Y) و غلظت آنها بر حسب AU/ml بر روی محور افقی (X) مشخص کنید و بر اساس آن منحنی را رسم نمایید. با استفاده از منحنی ترسیم شده و جذب نوری بدست آمده از نمونه، غلظت IgA آن قابل محاسبه می باشد. جدول و نمودار زیر به عنوان مثال ارائه شده است:

نمونه	جذب نوری	میانگین جذب نوری	IgA (AU/ml)
استاندارد A	۰/۰۱	۰/۰۱	۰
	۰/۰۱		
B استاندارد	۰/۷۴	۰/۷۵	۵
	۰/۷۶		
C استاندارد	۱/۳۲	۱/۳۱	۱۰
	۱/۳۰		
D استاندارد	۲/۰۵	۲/۰۷	۲۰
	۲/۰۹		
E استاندارد	۲/۸۲	۲/۸۳	۵۰
	۲/۸۴		
کنترل منفی	۰/۵۳	-	۳/۳۱
کنترل مشکوک	۱/۵۳	-	۸/۹۱
کنترل مثبت	۲/۰۱	-	۱۹/۹۹
سرم	۱/۸۹	-	۱۷/۳۴

