

کیت ایمونو آنژیماتیک (EIA) پادتن علم (۹۶ تستی)

LH

موارد استفاده:  
تعیین کمی LH در سرم با پلاسمای

I. مقدمه

هرمون LH (Luteinizing Hormone) یا گلیکوبروتئینی با وزن مولکولی ۳۰ kDa، از دو زنجیره  $\alpha$  و  $\beta$  ساخته شده است که با پیوندهای غیر کووالانسی به هم متصل شده‌اند. برخلاف زنجیره اختصاصی  $\beta$  که مستول خصوصیات هورمونی ایمونو بویکی LH است، زنجیره  $\alpha$  شباهت ساختمانی زیادی با زنجیره  $\alpha$  هورمون‌های hCG و FSH، TSH و HCG دارد.<sup>(۱-۴)</sup>

LH که روش سلول‌های لوپ قادمی هیپوفیز ترشح می‌شود. این ترشح به وسیله یک داکاپتید هیپوتالامیک به نام هورمون آزاد کننده گونادوتropin (GnRH)<sup>(۵)</sup> تحریک می‌شود.

در زنان، ترشح LH باسته به سیکل ماهیانه است. در ابتدای سیکل، سیستم فیدبک منفی هورمون‌های استروئیدی (پروژسترون و استرادیول) باعث مهار ترشح LH و تحریک می‌شوند. در نتیجه‌های سیکل بالا، فرق تنتر GnRH ترشح LH را تحریک می‌کند.<sup>(۶)</sup>

این ۱۲ ساعت بعد از مازکریم ترشح می‌شود. این ترشح به سرعت کاهش می‌یابد و تیموروزال.<sup>(۷)</sup>

در زنان یا سیکل توسعه فیدبک هورمون‌های استروئیدی، فیدبک منفی این هورمون‌ها غیرفعال است. بنابراین سنتز LH مستمر و سطح سرمی این هورمون بالا است.

در مردان، این هورمون با تحریک گیرنده‌های اختصاصی LH بر روی غشاء سلول های لیدیک (Leydig) پیچه سبب سنتز تستوسترون و تحریک اسپریماتوتزز می‌شود.<sup>(۸-۱۱)</sup>

اندازه‌گیری غلط LH در سرم یا پلاسمای در تشخیص نارسایی‌های محور هیپوتالاموس - هیپوفیز - گندلها اهمیت دارد و در تشخیص افتراقی بیماری‌هایی که با افزایش یا کاهش آن مرتبط هستند، مفید است.<sup>(۸-۱۱)</sup>

II. اصول اندازه‌گیری

کیت اندازه‌گیری کمی LH بر مبنای سنجش واکنش ایمونو آنژیماتیک بر روی فاز جامد طراحی شده است. در این سیستم از آنتی بادی مونوکلزال موش که شاخص‌های آنتی زیک متمایزی را بر روی مولکول LH شناسانی می‌کند، استفاده شده است. آنتا در غفرهای پلی استایرن پوشیده شده با آنتی بادهای مونوکلزال استانداردها، سرم کنترل ها و نمونه های بیماران ریخته می شود. سپس آنتی بادی دوم ضد LH که به آزمیم پراکسیدیاز (HRP) متصل شده است به غفرهای افزوده می شود. در حین آنکوپاسون، LH موجود در نمونه‌ها از طرفی به آنتی بادی های ضد LH متصل به پلی استایرن از طرف دیگر به آنتی بادی دوم ضد LH که به آزمیم پراکسیدیاز (HRP) متصل شده است وصل می‌گردد. بعد از انکوپاسون و شستشو با افزودن سوستراتی (TMB) ۳ - ۵ - ۵' می‌ترانسیلت بینزیدین (Sib) ایجاد رنگ آبی توسط آنزیم می شود. شدت رنگ ایجاد شده با غلط LH موجود در نمونه‌ها سنت مسقیم دارد. پس از افزودن محلول متوقف کننده رنگ زانی واکنش آنژیماتیک خاتمه می‌یابد و رنگ آبی ایجاد شده به رنگ زرد تبدیل می‌شود.

## III. محتوایات کیت:

محولهای این کیت (Cat.No.P-LHI) برای انجام ۹۶ تست در نظر گرفته شده و تاریخ انقضای هر یک بر روی شیشه آن درج شده است. دمای مناسب برای نگهداری کیت ۲-۸ درجه سانتی گراد است.

۱. پلیت: پلیت ۹۶ حفره‌ای پوشش داده شده با آنتی بادی های مونوکلزال ضد LH موش

۲. استاندارد صفر: ۱ ویال ۴ میلی لیتری از استاندارد صفر برای رقیق کردن نمونه‌ها استفاده شود.

۳. استاندارد ها: ۵ ویال ۱ میلی لیتری محلول سرم دار حاوی LH انسان. غلط های دقیق در قیمت LH استانداردها، که برمبنای استاندارد سازمان بهداشت جهانی (2nd IRP 80/552) کالیبر شده‌اند، بر روی برجسب آنها درج شده است.

۴. کنترل های سرمی: ۲ ویال ۱ میلی لیتری سرم انسان. غلط های دقیق کنترل های سرمی بر روی کنترل ها درج شده است.

۵. ردیاب آنژیمی: یک ویال ۱۲ میلی لیتری آنتی بادی مونوکلزال ضد GnRH.

۶. محلول شستشوی غلیظ (۲۰X): یک ویال ۱۲ میلی لیتری PBS-Tween ۲۰ و تیموروزال.

۷. محلول رنگ زا: یک ویال ۱۲ میلی لیتری بافر حاوی  $H_2O_2$  و  $H_2SO_4$  دو نرمال.

۸. محلول متوقف کننده و اکنش: یک ویال ۱۲ میلی لیتری اسپریماتوتزز.

## IV. وسایل مورد نیاز (این وسایل همراه کیت عرضه نمی‌شوند):

۱. دستگاه اسیکترو فوتومتر میکروپلیت با دامنه جذب نوری ۰-۳ در طول موج ۴۵۰ نانومتر با دیفارانسیل ۶۳۰ نانومتر

۲. میکروپلیت قابل تنظیم بر روی ۲۵ و ۱۰۰ میکروپلیتر و تیپ های یکبار مصرف

۳. آب مقطر یا آب دیونیزه برای رقیق کردن محلول شستشو


## V. نحوه جمع آوری و آماده سازی نمونه ها:

### VII. محاسبه نتایج:

پس از تعیین میزان جذب نوری استانداردها و نمونه ها و ترسیم منحنی استاندارد، غلط های LH بیماران را می توان محاسبه کرد. در منحنی مذکور که با استفاده از دستگاه الایز ریدر (قابل برنامه ریزی) و یا به صورت دستی ترسیم می شود، محور Y شاخص غلط استانداردهای LH در طول موج ۴۵۰ nm mL/ml است. تنبیه کی که در جدول زیر آمده، فقط مثال است و نیاید برای تعیین غلط نمونه ها از آن استفاده شود.

نمونه	نمونه	LH (mIU/ml)	غلظت
A	استاندارد	۰/۰۳	۰/۰
B	استاندارد	۰/۳۳	۲/۵
C	استاندارد	۱/۰۳	۱/۰
D	استاندارد	۱/۸۸	۲۵/۰
E	استاندارد	۲/۵۰	۵۰/۰
F	استاندارد	۲/۸۶	۱۰۰/۰
Serum	Serum	۰/۸۴	۸/۵

برای ترسیم منحنی از غلط های مندرج بر روی ویال استانداردها استفاده کنید.



### VIII. مقادیر طبیعی:

در کتاب های مرجع مقادیر طبیعی LH برای افراد سالم در سرم یا پلاسمای به شرح زیر گزارش شده است.

Adult male	۱/۷-۸/۶ mIU/ml
Adult female	۲/۴-۱۲/۶ mIU/ml
-Follicular	۱۴-۹/۶ mIU/ml
-Ovulatory peak	۱/۵-۱۱/۴ mIU/ml
-Luteal	۷/۲-۵/۸ mIU/ml
-Postmenopausal	

توصیه می شود هر آزمایشگاه با در نظر گرفتن غلط سرمی LH افراد سالم دامنه طبیعی را تعیین و از آن برای تفسیر نتایج خود استفاده کند.

## ۹. ویژگی‌های اختصاصی تست:

۱. حساسیت: به حداقل غلظت LH که اختلاف غلظت جذب نوری آن نسبت به جذب نوری استاندارد صفر، معنی دار باشد، حساسیت کیت گفته می‌شود. این مقدار برای کیت LH،  $5/5$  mIU/ml است.
۲. اختصاصی بودن: اختصاصی بودن تست LH با اندازه گیری غلظت LH بعد از افزودن مقادیر بالایی از هورمون های TSH ( $500$  mIU/ml) FSH ( $1000$  mIU/ml)  $\beta$ HCG ( $100000$  mIU/ml) بررسی شده است. نتایج این آزمایشات تداخلی، در جدول زیر نشان داده شده است.

نام	هرمون	غلظت	غلظت اندازه گیری شده	غلظت پیش‌بینی شده	(mIU/ml) LH
	$\beta$ HCG	$100000$ mIU/ml	$24/1$	$24/1$	$24/7$
	FSH	$500$ mIU/ml	$21/4$	$21/4$	$19/5$
	TSH	$100$ mIU/ml	$21/2$	$21/2$	$19/5$

۳. اثر Hook: در کیت EIA پادتن علم برای نمونه‌های ریق نشده تا غلظت تقریبی  $100000$  mIU/ml اثر Hook مشاهده نشده است.
۴. دقت: داشتن دقت کیت با مقایسه تکرارنی (Intra-assay) تعیین گردیده است. برای این منظور نمونه سرم دد بار در یک دوره آزمایش (دون‌سنجه) و یکبار در ده دوره آزمایش مقایف (میان‌سنجه) تعیین غلظت شده است. نتایج انحراف معيار (SD) و ضریب تغییرات (CV) در جدول زیر آمده است.

## جدول شاخص دقت

میان‌سنجه			دون‌سنجه		
نام	غلظت پیش‌بینی شده	غلظت اندازه گیری شده	نام	غلظت پیش‌بینی شده	غلظت اندازه گیری شده
mlU/ml	SD	%CV	mlU/ml	SD	%CV
$5/6$	$.1/2$	$2/4$	$5/9$	$.1/3$	$5/4$
$22/2$	$.1/7$	$2/9$	$22/9$	$1/5$	$6/6$
$42/5$	$.1/6$	$1/4$	$45/3$	$1/5$	$2/3$
$71/4$	$3/9$	$5/4$	$87/8$	$3/2$	$2/6$

۵. ریکاوری و رقت: ریکاوری به حالتی اطلاقی می‌شود که با افزودن حجم معنی‌از یک محلول با غلظت بالا، به نمونه ریق‌تر، افزایش غلظت حاصل شود. برای تعیین ریکاوری، محلول با غلظت بالای LH به نمونه سرمی که غلظت پایینی از LH دارد، افزوده شده است. درصد ریکاوری طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$\frac{\text{غلظت اندازه گیری شده}}{\text{غلظت پیش‌بینی شده}} \times 100$$

دامنه درصد ریکاوری بدست آمده از  $97/0$  تا  $97/5$  است.

## X. References

- Shome, B., Parlow, A.F. Human follicle stimulating hormone (hFSH): First proposal for the amino-acid sequence of the subunit of (hFSH) and first demonstration of its identity with the  $\alpha$ -subunit of human luteinizing hormone (hLH). *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*. 39:199-202, 1974.
- Sairam, M.R., Li, C.H. Human pituitary thyrotrophin. Isolation and chemical characterization of its subunits. *Biochemical and Biophysical Research Communications*. 51:336-342, 1973.
- Carlsen, R. B., Bahl, O. P. Swaminathan, N. Human chorionic gonadotropin. Linear amino-acid sequence of the subunit. *Journal of Biological Chemistry*. 248:6810-6827, 1973.
- The Nomenclature of Peptide Hormones, IUPSC, IUB, Commission of Biochemical Nomenclature. Recommendations. *Biochimica et Biophysica Acta* 404:152-1555, 1975.
- Frachimont, P., Human gonadotropin secretion in male subjects: 439-458 in James, V. H. T., Serio M., Martini, L., (eds.). *The Endocrine Function of Human Testis*. New York, Academic Press. 1:590, 1973.
- Marshall, J. C. Investigative Procedures. *Clinics in Endocrinology and Metabolism*. 4:545-567, 1975.
- Besser, G. M., McNeilly, A. S., Anderson, D. C., Marshall, J. C., Harsoulis, P., Hall, R., Ormston, B. J., Alexandre, L., Collins, W. P. Hormonal Response to synthetic luteinizing hormone and follicle stimulating hormone-releasing hormone in man. *British Medical Journal*. 3:267-271, 1972.
- Taymor, M. L., Thompson, I. E., Berger, M. J., Patton, W. Luteinizing hormone-releasing hormone (LH-RH) as a diagnostic and research tool in gynecologic endocrinology. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*. 120:721-732, 1974.
- Franchimont, P., Becker, H., Valcke, J. C., Scellens, C. M., Demoulin, A., Thys, O., Bourguignon, J. P., Legros, J. J. Action of luteinizing hormone-releasing hormone (LH-RH) on gonadotrophins in normal and Pathological conditions. In Vokaer, R., DeBock, G., (eds.), *Reproductive Endocrinology*, Oxford, Pergamon. 185:202-252, 1975.
- Shaw, R. W., Butt, W. R. London, D. R., Marshall, J. C. The estrogen provocation test: a method of assessing the hypothalamic-pituitary axis in patients with amenorrhoea. *Clinical Endocrinology (Oxford)*. 4:267-276, 1975.
- Krieger, D. T., Ossowski, R., Fogel, M., Allen, W. Lack of circadian periodicity of human serum FSH and LH levels, *Journal of Clinical Endocrinology metabolism*. 34:619-623, 1972.
- John R. Marshall. Introduction of ovulation Clin. Obstet. Gyn. 21:147, 1978.

Rev: Jul.2020