



رنگ ائوزین یلو ۱٪

Eosin Yelow

در بافت شناسی برای رنگ آمیزی سیتوپلاسم، کلاژن و بافت های ماهیچه ای استفاده می شود.		کاربرد
گرید تشخیصی	IVD	
حساسیت زا و التهاب آور (محرک)		علائم ایمنی
لام حاوی نمونه را پس از فیکس کردن و آماده سازی به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه درون جار حاوی محلول قرار دهید.		شیوه استفاده
در دمای محیط		شرایط نگهداری