



محلول پاپانیکولا EA50

Papanicolaou EA50 Stain

برای رنگ آمیزی سیتوپلاسم در سیتولوژی با استفاده از روش پاپانیکولا استفاده می شود.		کاربرد
گرید تشخیصی	IVD	
حساسیت زا و التهاب آور - محرک		علائم ایمنی
اشتعال پذیر		
محرک - سمی		
لام حاوی نمونه را پس از فیکس کردن و آماده سازی به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه درون جار حاوی محلول قرار دهید.		شیوه استفاده
در دمای محیط		شرایط نگهداری